

Innovation für alle, die gerne unterwegs sind

Mit der DreamStation Go erhalten Sie jetzt genau den Komfort, den Sie sich auf Reisen wünschen – ohne Kompromisse in Ihrer Therapie eingehen zu müssen.



Kompatibilität

Schlanker, mikroflexibler 12mm-Schlauch, der mit allen Masken kompatibel ist.



Einfache Bedienung

Intuitiver Touchscreen mit Farbdisplay für eine einfache und schnelle Bedienung.



Warmluftbefeuchter

Luftbefeuchter, mit Leitungs-, Tafel- oder destilliertem Wasser nutzbar.*



Sicher an Bord

Für den Gebrauch und Transport im Flugzeug zugelassen.**



USB-Port

Zum einfachen Laden elektronischer Geräte, wie z. B. dem Handy.



Integriertes Netzteil

Reduziert die Teile im Gepäck, für mehr Platz im Koffer.



Bluetooth®

Mit Bluetooth®-Schnittstelle zum einfachen Teilen von Daten.



DreamMapper App

App-kompatibel, für die Therapiekontrolle auf Reisen.

*Optional erhältlich.

**Vor Antritt der Flugreise bitte die jeweilige Fluggesellschaft kontaktieren.



PHILIPS

DreamStation Go

Guter Schlaf geht mit auf Reisen

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen sind vorbehalten. Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder ihrer jeweiligen Inhaber.

www.philips.de/dreamstation-go

PW 02/05/19
PN2454735

DreamStation Go

Traumhafter Begleiter auf jeder Reise

Nur weil Sie unter Schlafapnoe leiden, bedeutet das nicht, dass Sie auf Urlaub verzichten oder auf Geschäftsreisen unausgeschlafen sein müssen. Mit der Philips DreamStation Go erhalten Sie jetzt ein Gerät, das so klein, leicht und handlich ist, dass es problemlos in jedes Gepäck passt – für Ihre effiziente Schlaftherapie auch auf Reisen.

Komfort ohne Kompromisse

Mit der DreamStation Go haben Sie einen besonders kompakten, 854 g leichten und zugleich zuverlässigen Begleiter dabei, der Sie auch auf Reisen gesund schlafen lässt. Mit USB-Port, integriertem Netzteil und dem mikroflexiblen 12mm-Schlauch lässt sich das Gerät selbst im Handgepäck ganz einfach verstauen.

*Gerätelaufzeit Test-Umfeld: CPAP-Modus, Druck 10 cm H₂O, 12mm-Schlauch, Leckage 37 l/m, 23 °C Raumtemperatur bei 503 m ü. NN.



DreamStation Go Zubehör



Reise-Set, klein



Reise-Set, medium



Mikroflexibler 12mm-Schlauch



Filter



Maskenkompatibilität

Mit dem Universal-Maskenadapter passt auch die Maske, die Sie zuhause nutzen, an die DreamStation Go. So müssen Sie sich auf Reisen nicht umgewöhnen.



Warmluftbefeuchter

Sie nutzen bereits zuhause einen Luftbefeuchter? Verzichten Sie auch unterwegs nicht darauf. Für die DreamStation Go gibt es einen Warmluftbefeuchter, der mit destilliertem Wasser aber auch mit Leitungs- oder Tafelwasser funktioniert.



Reise-Akku

Mit dem zusätzlich erhältlichen Reise-Akku ist Ihre Therapie auch fernab von einer Stromquelle möglich. Bei einer Druckeinstellung von 10 cm H₂O bietet er 13 Stunden Laufzeit – ausreichend für bis zu zwei Nächte.*

Bedienung



Die DreamStation Go lässt sich intuitiv und ganz einfach per Touch-Display bedienen und einstellen. Eine App-Nutzung ist dafür nicht notwendig.

Erfahren Sie mehr über Schlaftherapie auf Reisen unter:
www.philips.de/dreamstation-go