



**PHILIPS**

Klinische  
Atemwegstherapie

# Komfort für Ihre Patienten

Philips Respironics Patientenmasken und Schlauchsysteme für die nichtinvasive Beatmung

# Außergewöhnliche Leistung bei nichtinvasiver Beatmung

Philips Respironics Masken sollen eine verbesserte Leistung bei der nichtinvasiven Beatmung (engl.: noninvasive ventilation, NIV) unterstützen. Vom Komfort für Ihre Patienten bis hin zur Benutzerfreundlichkeit für Sie sind unsere Masken speziell für die hohen Anforderungen der Akutpflege konzipiert.

# Inhaltsverzeichnis

---

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
|    | Ganzgesichtsmasken                  | 4  |
|    | Oro-Nasal-Masken                    | 8  |
|    | Nasenmasken                         | 16 |
|   | Anwendungssets und Zubehör          | 20 |
|  | Schlauchsysteme und Anschlusssteile | 28 |
|  | Trilogy Zubehör                     | 30 |

---



## Ganzgesichtsmasken

Ganzgesichtsmasken können schnell angepasst werden und verhindern Probleme am Nasenrücken, da sie um das gesamte Gesicht herum abgedichtet werden, wo der Patient weniger druckempfindlich ist und gleichzeitig eine regelmäßige Gesichtsförmung vorliegt.

### Maskenauswahlkriterien

- Schnelle Anwendung
- Mundatmung
- Ungewöhnliche Gesichtsförmung
- Keine Zähne





# Philips Respironics Total



## Entscheidende Vorteile

- Klare, ungehinderte Sicht
- Kontakt um das Gesicht herum erhöht den Komfort und vereinfacht die Anpassung
- Kompatibilität mit Digital Auto-Trak verbessert NIV-Leistung

Maskenhalterung siehe Seite 25

## Total

## Philips Respironics Total, wiederverwendbar

| Beschreibung                   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--------------------------------|-------|-------------|--------------|
| Ganzgesichtsmaske              | 1     | 302433      | 989805609231 |
| Kopfband für Ganzgesichtsmaske | 1     | 1003052     | 453561517111 |
| Kopfband für Ganzgesichtsmaske | 9     | 1010609     | 989805610031 |



# Philips Respironics PerforMax, einmaliger Gebrauch



### Entscheidende Vorteile

- Für Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg erhältlich
- Kontakt um das Gesicht herum erhöht den Komfort und vereinfacht die Anpassung
- Klare, ungehinderte Sicht

Kompatibel mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Standard-Winkelstück (SE) und Bronchoskopie-Winkelstück (BE)  
Zubehör siehe Seite 24  
Maskenhalterung siehe Seite 25

**PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2**

## Philips Respironics PerforMax, einmaliger Gebrauch

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, klein**    | 1     | 1061619     | 989805627831 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, groß†      | 1     | 1061620     | 989805627841 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, extragroß† | 1     | 1080426     | 989805634831 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, klein**    | 10    | 1052535     | 989805611281 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, groß†      | 10    | 1052536     | 989805611291 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, extragroß† | 5     | 1080424     | 989805634811 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), klein**                            | 1     | 1061621     | 989805627851 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), groß†                              | 1     | 1061622     | 989805627861 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), extragroß†                         | 1     | 1080517     | 989805634841 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), klein**                            | 10    | 1052547     | 989805611301 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), groß†                              | 10    | 1052548     | 989805611311 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), extragroß†                         | 5     | 1080425     | 989805634821 |

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen

† Nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.



# Philips Respironics PerforMax, wiederverwendbar



### Entscheidende Vorteile

- Für Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg erhältlich
- Kontakt um das Gesicht herum unterstützt den Komfort und vereinfacht die Anpassung
- Klare, ungehinderte Sicht

Kompatibel mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Standard-Winkelstück (SE) und Bronchoskopie-Winkelstück (BE)  
Zubehör siehe Seite 24  
Maskenhalterung siehe Seite 25

### PerforMax SE

## Philips Respironics PerforMax, wiederverwendbar

| Beschreibung  | Stück                       | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-----------------------------|-------------|--------------|
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, sowie Standard-Winkelstück (SE), klein*    | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1052553     | 989805611361 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, sowie Standard-Winkelstück (SE), groß      | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1052554     | 989805611371 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, sowie Standard-Winkelstück (SE), extragroß | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1080420     | 989805634771 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, klein*                                     | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1052555     | 989805611381 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, groß                                       | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1052556     | 989805611391 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, extragroß                                  | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1080421     | 989805634781 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), klein*   | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1052568     | 989805611401 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), groß   | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1052569     | 989805611411 |
| PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), extragroß  | 1 Maske/4 Maskenhalterungen | 1080422     | 989805634791 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, sowie Standard-Winkelstück (SE), klein*    | 1 Maske/1 Maskenhalterung   | 1044385     | 989805611091 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, sowie Standard-Winkelstück (SE), groß      | 1 Maske/1 Maskenhalterung   | 1044386     | 989805611101 |
| PerforMax mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, sowie Standard-Winkelstück (SE), extragroß | 1 Maske/1 Maskenhalterung   | 1080423     | 989805634801 |

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen

## Oro-Nasal-Masken

Oro-Nasal-Masken sind der Versorgungsstandard für die klinische nichtinvasive Beatmung. Die Philips Respironics Produktreihe bietet eine umfassende Auswahl an Systemen mit Leistungsmerkmalen zur gezielten Optimierung von Patientenkomfort, Anpassung der Maske und Beatmungsgerät-Kompatibilität.

## Patientenkomfort leicht gemacht

Die CapStrap Maskenhalterung bietet hervorragende Stabilität und vereinfacht die Vorbereitung am Patienten, weil die Maske in Position gehalten wird, während Sie die Befestigungsbänder anpassen. Wenn Sie die Therapie zur Mundpflege oder oralen Verabreichung von Medikamenten unterbrechen müssen, ermöglicht die CapStrap Maskenhalterung das schnelle Abnehmen und Anlegen der Maske. Die CapStrap Maskenhalterung ist für mehrere Philips Respironics Masken erhältlich:

- AF541
- AF531
- AF811
- PerformaTrak

### Maskenauswahlkriterien

- Mundatmung
- Langfristige NIV
- Zwei Kissenarten für den Maskenwechsel







# Philips Respironics AF541



AF541 mit Vierpunkt-Maskenhalterung, mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1

## Entscheidende Vorteile

- Das Unter-Nasal-Kissen kann zur Druckentlastung an der Nasenwurzel eingesetzt werden
- Die Einstellung über eine Taste am Maskenrahmen, die benutzerfreundliche CapStrap Maskenhalterung sowie einrastende Winkelstücke und Hakenclips fördern effizientere Arbeitsabläufe
- Entlassungsset zur Konfiguration der Maske für nichtinvasive Beatmungssysteme für den Heimgebrauch
- Das CleanClip System unterstützt Maßnahmen zur Infektionskontrolle
- Entlassungsset für die Patientenverlegung in Bereiche mit geringerer Überwachungsstufe

Zubehör siehe Seite 24

Maskenhalterung siehe Seite 25

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen

## Philips Respironics AF541

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, klein*     | 10    | 1120925     | 989805653931 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, mittel*    | 10    | 1120926     | 989805653941 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, groß       | 10    | 1120927     | 989805653951 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, extragroß  | 10    | 1120928     | 989805653961 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, CapStrap Maskenhalterung, klein*     | 10    | 1120935     | 989805654011 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, CapStrap Maskenhalterung, mittel*    | 10    | 1120936     | 989805654021 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, CapStrap Maskenhalterung, groß       | 10    | 1120937     | 989805654031 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, CapStrap Maskenhalterung, extragroß  | 10    | 1120938     | 989805654041 |
| AF541 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, klein*                             | 10    | 1120945     | 989805654091 |
| AF541 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, mittel*                            | 10    | 1120946     | 989805654101 |
| AF541 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, groß                               | 10    | 1120947     | 989805654111 |
| AF541 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, extragroß                          | 10    | 1120948     | 989805654121 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein*    | 10    | 1120920     | 989805653891 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel*   | 10    | 1120921     | 989805653901 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß      | 10    | 1120922     | 989805653911 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, extragroß | 10    | 1120923     | 989805653921 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein*    | 10    | 1120930     | 989805653971 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel*   | 10    | 1120931     | 989805653981 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß      | 10    | 1120932     | 989805653991 |
| AF541 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, extragroß | 10    | 1120933     | 989805654001 |
| AF541 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, klein*                            | 10    | 1120940     | 989805654051 |
| AF541 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel*                           | 10    | 1120941     | 989805654061 |
| AF541 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, groß                              | 10    | 1120942     | 989805654071 |
| AF541 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, extragroß                         | 10    | 1120943     | 989805654081 |
| AF541 Unter-Nasal-Kissen, Größe A   | 10    | 1120980     | 989805654271 |
| AF541 Unter-Nasal-Kissen, Größe B   | 10    | 1120981     | 989805654281 |
| AF541 Unter-Nasal-Kissen, Größe C   | 10    | 1120982     | 989805654291 |
| Bronchoskopie-Winkelstück   | 5     | 1120984     | 989805654301 |
| AF541 Entlassungsset, CapStrap Maskenhalterung, klein/mittel                                      | 5     | 1120986     | 989805654311 |
| AF541 Entlassungsset, CapStrap Maskenhalterung, groß/extragroß                                    | 5     | 1120988     | 989805654331 |
| AF541 Entlassungsset, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein/mittel                                     | 5     | 1120987     | 989805654321 |
| AF541 Entlassungsset, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß/extragroß                                   | 5     | 1120989     | 989805654341 |



# Philips Respironics AF531



AF531 mit CapStrap



AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1

## Entscheidende Vorteile

- CapStrap Maskenhalterung bietet hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen
- Das CleanClip System unterstützt Maßnahmen zur Infektionskontrolle
- Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an verschiedene Beatmungsgeräte angepasst werden

Kompatibel mit Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 oder Leckage Typ 2, EE NIVO Winkelstück mit Notatemventil (EE/NE), Standard-Winkelstück (SE), SE NIVO Winkelstück (SE/NE) und Bronchoskopie-Winkelstück (BE)

Zubehör siehe Seite 24

Maskenhalterung siehe Seite 25

## Philips Respironics AF531 mit CapStrap, einmaliger Gebrauch

| Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, klein*                            | 1     | 1061727     | 989805628611 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, mittel                            | 1     | 1061728     | 989805628621 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, groß                              | 1     | 1061729     | 989805628631 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, klein*                            | 10    | 1072627     | 989805628731 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, mittel                            | 10    | 1072628     | 989805628741 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung, groß                              | 10    | 1072629     | 989805628751 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, klein*  | 1     | 1061730     | 989805628641 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, mittel  | 1     | 1061731     | 989805628651 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, groß  | 1     | 1061732     | 989805628661 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, klein*  | 10    | 1072630     | 989805628761 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, mittel  | 10    | 1072631     | 989805628771 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, groß  | 10    | 1072632     | 989805628781 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1/Vernebler-Winkelstück (NE), CapStrap Maskenhalterung, klein* | 10    | 1072636     | 989805635001 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1/Vernebler-Winkelstück (NE), CapStrap Maskenhalterung, mittel | 10    | 1072637     | 989805635011 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1/Vernebler-Winkelstück (NE), CapStrap Maskenhalterung, groß   | 10    | 1072638     | 989805635021 |

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen



# Philips Respironics AF531



## Entscheidende Vorteile

- Das CleanClip System unterstützt Maßnahmen zur Infektionskontrolle
- Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an verschiedene Beatmungsgeräte angepasst werden

Zubehör siehe Seite 24  
Maskenhalterung siehe Seite 25

AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung und Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1

AF531 Bronchoskopie-Winkelstück\*

AF531 Standard-Winkelstück (SE)

## Philips Respironics AF531 mit Vierpunkt-Maskenhalterung, einmaliger Gebrauch

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein**                             | 1     | 1061718     | 989805628521 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel                              | 1     | 1061719     | 989805628531 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß                                | 1     | 1061720     | 989805628541 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein**                             | 10    | 1072621     | 989805628671 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel                              | 10    | 1072622     | 989805628681 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß                                | 10    | 1072623     | 989805628691 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, klein**   | 1     | 1061721     | 989805628551 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel  | 1     | 1061722     | 989805628561 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, groß  | 1     | 1061723     | 989805628571 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, klein**   | 10    | 1072624     | 989805628701 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel  | 10    | 1072625     | 989805628711 |
| AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, groß  | 10    | 1072626     | 989805628721 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vernebler-Winkelstück (NE), Vierpunkt-Maskenhalterung, klein** | 10    | 1061633     | 989805634971 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vernebler-Winkelstück (NE), Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel  | 10    | 1061634     | 989805634981 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vernebler-Winkelstück (NE), Vierpunkt-Maskenhalterung, groß    | 10    | 1061635     | 989805634991 |

\* Bronchoskopie-Winkelstück separat erhältlich, siehe Seite 24

\*\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen



# Philips Respironics AF531 mit Winkelstück mit Leckage Typ 2



## Entscheidende Vorteile

- Lecks in die Maske integriert
- Kann ohne zusätzliches Ausatemventil verwendet werden
- Mit Vierpunkt-Maskenhalterung und CapStrap  
Maskenhalterung erhältlich
- Praktische Zehnerpacks

Zubehör siehe Seite 24  
Maskenhalterung siehe Seite 25

AF531 mit Winkelstück mit  
Notatemventil (EE), Leckage Typ 2

## Philips Respironics AF531 mit Winkelstück mit Leckage Typ 2, einmaliger Gebrauch

| Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein* | 1     | 1061724     | 989805628581 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel | 1     | 1061725     | 989805628591 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß   | 1     | 1061726     | 989805628601 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein* | 10    | 1100393     | 989805645651 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel | 10    | 1100394     | 989805645661 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß   | 10    | 1100395     | 989805645671 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, CapStrap Maskenhalterung, klein*  | 10    | 1100390     | 989805645621 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, CapStrap Maskenhalterung, mittel  | 10    | 1100391     | 989805645631 |
| AF531 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, CapStrap Maskenhalterung, groß    | 10    | 1100392     | 989805645641 |

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen





# Philips Respironics AF811



## Entscheidende Vorteile

- Polster mit Gelfläche und Silikon-Flap bietet höheren Komfort
- CapStrap Maskenhalterungssystem ermöglicht intuitives und vereinfachtes Anlegen der Maske
- In drei Größen erhältlich und damit für unterschiedliche Patientengruppen geeignet

Winkelstück mit Notatemventil (EE)  
 Auch mit Standard-Winkelstück (SE) erhältlich  
 Maskenhalterung siehe Seite 25

AF811 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE)

## Philips Respironics AF811, einmaliger Gebrauch

| Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), CapStrap Maskenhalterung, klein  | 1     | 1063047     | 989805626321 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), CapStrap Maskenhalterung, mittel | 1     | 1063016     | 989805626311 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), CapStrap Maskenhalterung, groß   | 1     | 1063015     | 989805626301 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), CapStrap Maskenhalterung, klein  | 5     | 1063053     | 989805626381 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), CapStrap Maskenhalterung, mittel | 5     | 1063052     | 989805626371 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), CapStrap Maskenhalterung, groß   | 5     | 1063051     | 989805626361 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, klein           | 1     | 1063050     | 989805626351 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, mittel          | 1     | 1063049     | 989805626341 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, groß            | 1     | 1063048     | 989805626331 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, klein           | 5     | 1063056     | 989805626411 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, mittel          | 5     | 1063055     | 989805626401 |
| AF811 Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, groß            | 5     | 1063054     | 989805626391 |



# Philips Respironics PerformaTrak



PerformaTrak

## Entscheidende Vorteile

- Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff bieten Patientenkomfort und Maskenstabilität
- Mit nur drei Größen kann die Maske schnell an die unterschiedlichsten Patienten angepasst werden
- Drehclips vereinfachen das Wiederaufsetzen, weil die Maske nach dem Abnehmen nicht erneut angepasst werden muss

Winkelstück mit Notatemventil (EE)  
Auch mit Standard-Winkelstück (SE) erhältlich  
Maskenhalterung siehe Seite 25

## Philips Respironics PerformaTrak, einmaliger Gebrauch

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein  | 1     | 1012573     | 989805610111 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel | 1     | 1012574     | 989805610121 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß   | 1     | 1012635     | 989805610151 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein  | 10    | 1018589     | 989805610481 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel | 10    | 1018590     | 989805610491 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß   | 10    | 1018591     | 989805610501 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, klein          | 1     | 1012639     | 989805610191 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel         | 1     | 1012640     | 989805610201 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, groß           | 1     | 1012641     | 989805610211 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, klein          | 10    | 1018605     | 989805610581 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel         | 10    | 1018606     | 989805610591 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, groß           | 10    | 1018595     | 989805610541 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit CapStrap EE, klein   | 10    | 1019492     | 989805610691 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit CapStrap EE, mittel  | 10    | 1019498     | 989805610701 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit CapStrap EE, groß  | 10    | 1019507     | 989805610711 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit CapStrap SE, klein   | 10    | 1019540     | 989805610811 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit CapStrap SE, mittel  | 10    | 1019541     | 989805610821 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit CapStrap SE, groß  | 10    | 1019542     | 989805610831 |

## Philips Respironics PerformaTrak, wiederverwendbar

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein  | 1     | 1022980     | 989805610871 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel | 1     | 1023022     | 989805610881 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß   | 1     | 1023023     | 989805610891 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, klein          | 1     | 1023025     | 989805610901 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel         | 1     | 1023026     | 989805610911 |
| PerformaTrak Oro-Nasal-Maske mit Standard-Winkelstück (SE), Vierpunkt-Maskenhalterung, groß           | 1     | 1023027     | 989805610921 |
| PerformaTrak Vierpunkt-Maskenhalterung mit Stirnpolster   | 5     | 1022453     | 989805610861 |



# Philips Respironics AF421



AF421 mit Vierpunkt-Maskenhalterung, Standard-Winkelstück (SE)



AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1



AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2

## Entscheidende Vorteile

- CleanClip unterstützt Maßnahmen zur Infektionskontrolle
- Mundzugangsmöglichkeit zur Mundpflege
- Leckagesymbole zur einfachen Einstellung des Beatmungsgeräts
- Erhältlich mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, Standard-Winkelstück (SE) und Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2 für vielfältige Beatmungsmöglichkeiten
- In vier Größen erhältlich und damit für unterschiedliche Patientengruppen geeignet

## Philips Respironics AF421

| Beschreibung   | Stück       | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------------|-------------|--------------|
| AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, klein*    | 10 St./Pck. | 1106170     | 989805648331 |
| AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, mittel    | 10 St./Pck. | 1106171     | 989805648341 |
| AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, groß      | 10 St./Pck. | 1106172     | 989805648351 |
| AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1, extragroß | 10 St./Pck. | 1106173     | 989805648361 |
| AF421 mit Standard-Winkelstück (SE), klein*                            | 10 St./Pck. | 1106174     | 989805648371 |
| AF421 mit Standard-Winkelstück (SE), mittel                            | 10 St./Pck. | 1106175     | 989805648381 |
| AF421 mit Standard-Winkelstück (SE), groß                              | 10 St./Pck. | 1106176     | 989805648391 |
| AF421 mit Standard-Winkelstück (SE), extragroß                         | 10 St./Pck. | 1106177     | 989805648401 |
| AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, klein*    | 10 St./Pck. | 1106178     | 989805648411 |
| AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, mittel    | 10 St./Pck. | 1106179     | 989805648421 |
| AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, groß      | 10 St./Pck. | 1106180     | 989805648431 |
| AF421 mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2, extragroß | 10 St./Pck. | 1106181     | 989805648441 |
| Zubehör, AF421 Stirnpolster (19,1 mm)                                  | 10 St./Pck. | 1118318     | 989805652341 |
| Ersatzteil, S/M AF421 Maskenhalterung mit Clips                        | 5 St./Pck.  | 1109915     | 989805648851 |
| Ersatzteil, L/XL AF421 Maskenhalterung mit Clips                       | 5 St./Pck.  | 1109916     | 989805648861 |
| Ersatzteil, AF421 Größenschablone                                      | 25 St./Pck. | 1109917     | 989805648871 |

\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen

## Nasenmasken

Wenn chronisch kranke Patienten mit akuten Atemproblemen ins Krankenhaus kommen, wünschen sie sich meist eine nichtinvasive Beatmungsmaske, die ebenso komfortabel wie das zu Hause verwendete Modell ist: ein nicht störendes System, mit dem die Lebensqualität während des Krankenhausaufenthalts gewahrt bleibt.



### Maskenauswahlkriterien

- Mundzugang
- Langfristige NIV







# Philips Respironics PerformaTrak



## Entscheidende Vorteile

- CapStrap Maskenhalterung bietet hervorragenden Sitz und ermöglicht einfaches Anlegen
- Mit nur drei Größen kann die Maske schnell an die unterschiedlichsten Patienten angepasst werden
- Laschen mit Klettverschluss ermöglichen schnelles, einfaches Abnehmen und Anpassen der Maskenhalterung

Maskenhalterung siehe Seite 25

PerformaTrak mit CapStrap

## Philips Respironics PerformaTrak

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| PerformaTrak Nasenmaske, einmaliger Gebrauch, CapStrap Maskenhalterung, sehr klein  | 10    | 1048709     | 989805611181 |
| PerformaTrak Nasenmaske, einmaliger Gebrauch, CapStrap Maskenhalterung, klein       | 10    | 1048708     | 989805611171 |
| PerformaTrak Nasenmaske, einmaliger Gebrauch, CapStrap Maskenhalterung, mittel/groß | 10    | 1048710     | 989805611191 |

# Philips Respironics Contour Deluxe



## Entscheidende Vorteile

- Stirnpolster aus zweilagigem Schaumstoff bieten Patientenkomfort und Maskenstabilität
- Mit nur drei Größen kann die Maske schnell an die unterschiedlichsten Patienten angepasst werden
- Laschen mit Klettverschluss ermöglichen schnelles, einfaches Abnehmen und Anpassen der Maskenhalterung

Maskenhalterung siehe Seite 25

## Contour Deluxe

## Philips Respironics Contour Deluxe, einmaliger Gebrauch

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| Contour Deluxe Nasenmaske, Vierpunkt-Maskenhalterung, sehr klein  | 5     | 1016980     | 989805610311 |
| Contour Deluxe Nasenmaske, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein       | 5     | 1016697     | 989805610291 |
| Contour Deluxe Nasenmaske, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel/groß | 5     | 1016695     | 989805610271 |
| Contour Deluxe Nasenmaske, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein       | 10    | 1016698     | 989805610301 |
| Contour Deluxe Nasenmaske, Vierpunkt-Maskenhalterung, mittel/groß | 10    | 1016696     | 989805610281 |



# Philips Respironics AP111



## Entscheidende Vorteile

- Einfaches Anlegen und Anpassen
- Vollständiges Set für schnelle Vorbereitung
- Ungehindertes Sichtfeld
- Cradle-Nasenpolster

Maskenhalterung siehe Seite 25

AP111

## Philips Respironics AP111, einmaliger Gebrauch

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| AP111 Maske mit Cradle-Polstern* mit Leckage Typ 3                                      | 1     | 1062128     | 989805626481 |
| AP111 Maske mit Cradle-Polstern* mit Leckage Typ 3, Schlauchsystem und Hauptstromfilter | 1     | 1062130     | 989805626491 |
| AP111 Maske mit Cradle-Polstern* mit Leckage Typ 3, Schlauchsystem und Hauptstromfilter | 5     | 1062132     | 989805626501 |



Klein



Mittel



Groß




Groß/schmal

\* Bei jeder Philips Respironics AP111 Maske sind alle vier Polstergrößen im Lieferumfang enthalten

## Anwendungssets und Zubehör

Mit unseren Anwendungssets, die den Bestellvorgang erleichtern und Ihre Arbeit effektiver gestalten sollen, erhalten Sie alles, was Sie benötigen, in einem Paket.


Mit diesem Zubehör können Sie die Versorgung für jeden einzelnen Patienten individuell anpassen.





## Anwendungssets

| Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| <b>AF531 Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leakage Typ 1, Vernebler-Winkelstück (ohne Vernebler), CapStrap Maskenhalterung und FEP-Schlauchsystem mit Hauptstromfilter (Nr. 1)</b> |       |             |              |
| Klein*   | 5     | 1072642     | 989805634651 |
| Mittel   | 5     | 1072643     | 989805634661 |
| Groß   | 5     | 1072644     | 989805634671 |
| <b>AF531 Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leakage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung und FEP-Schlauchsystem mit Hauptstromfilter<sup>†</sup></b>                                    |       |             |              |
| Klein*   | 5     | 1072639     | 989805626511 |
| Mittel   | 5     | 1072640     | 989805628811 |
| Groß   | 5     | 1072641     | 989805628821 |
| <b>AF811 Gelmaske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leakage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung und FEP-Schlauchsystem mit Hauptstromfilter und Ausatemfilter<sup>†</sup></b>                |       |             |              |
| Klein  | 5     | 1074839     | 989805633171 |
| Mittel   | 5     | 1074838     | 989805633161 |
| Groß   | 5     | 1074837     | 989805633151 |
| <b>AF811 Gelmaske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leakage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung und FEP-Schlauchsystem mit Hauptstromfilter<sup>†</sup></b>                                  |       |             |              |
| Klein  | 5     | 1074061     | 989805633201 |
| Mittel   | 5     | 1074060     | 989805633191 |
| Groß   | 5     | 1074059     | 989805633181 |
| <b>PerformaTrak Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leakage Typ 1, Vierpunkt-Maskenhalterung und FEP-Schlauchsystem mit Hauptstromfilter<sup>†</sup></b>                             |       |             |              |
| Klein  | 5     | 1074055     | 989805633111 |
| Mittel   | 5     | 1074054     | 989805633101 |
| Groß   | 5     | 1074053     | 989805633091 |
| <b>PerformaTrak Maske mit Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leakage Typ 1, CapStrap Maskenhalterung und FEP-Schlauchsystem mit Hauptstromfilter<sup>†</sup></b>                              |       |             |              |
| Klein  | 5     | 1074058     | 989805633141 |
| Mittel   | 5     | 1074057     | 989805633131 |
| Groß   | 5     | 1074056     | 989805633121 |



\* Zur Verwendung bei Patienten ab 7 Jahren und > 20 kg vorgesehen

<sup>†</sup> Ohne Abbildung

Hinweis: FEP – Filter Exhalation Port (Filter-Ausatemventil)

## Anwendungssets (Fortsetzung)

| Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| <b>PerformaTrak Maske, NIV-Schlauchsystem (9624C) mit Hauptstromfilter, O<sub>2</sub>-Anreicherungsöffnung<sup>†</sup></b>               |       |             |              |
| Klein  | 10    | 1004228     | 989805618031 |
| Mittel   | 10    | 1004229     | 989805618041 |
| Groß   | 10    | 1004253     | 989805618051 |
| <b>PerformaTrak Maske, beheiztes Einzelschlauchsystem mit Hauptstromfilter, Befeuchterkammer mit automatischer Zuführung<sup>†</sup></b> |       |             |              |
| Klein  | 10    | 1004198     | 989805618001 |
| Mittel   | 10    | 1004199     | 989805618011 |
| Groß   | 10    | 1004227     | 989805618021 |

## Startpakete

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| <b>Philips EE Startpaket, Oro-Nasal und Ganzgesicht, wiederverwendbar<sup>†</sup></b> |       | 1074044     | 989805626551 |
| PerformaTrak EE, kleine/mittlere/große Maske  | 3     |             |              |
| PerformaTrak mit CapStrap Maskenhalterung, EE, kleine/mittlere/große Maske            | 3     |             |              |
| AF811 mit CapStrap Maskenhalterung, EE, kleine/mittlere/große Maske                   | 3     |             |              |
| PerforMax, wiederverwendbar, EE/SE, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein/groß             | 2     |             |              |
| NIV-Schlauchsystem mit DEP-Filter und Hauptstromfilter                                | 10    |             |              |
| <b>Philips Basis-Startpaket, Oro-Nasal (1 Maske)<sup>†</sup></b>                      |       | 1074050     | 989805626611 |
| PerformaTrak SE, kleine/mittlere/große Maske  | 3     |             |              |


<sup>†</sup> Ohne Abbildung

# Aerogen Pro-X Controller und Systeme

## NIVO Pro-X Controller-Sets\*

| Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| NIVO Pro-X Controller-Set – Engl./EU (Englisch, EU-Anschluss)                                | 1     | 1079421     | 989805634331 |
| NIVO Pro-X Controller-Set – Nördliche EU (Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch) | 1     | 1082693     | 989805634471 |
| NIVO Pro-X Controller-Set – Südliche EU (Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Griechisch)   | 1     | 1082694     | 989805634481 |
| NIVO Pro-X Controller-Set – Skand./EU (Norwegisch, Schwedisch, Dänisch)                      | 1     | 1082695     | 989805634491 |
| NIVO Pro-X Controller-Set – UK/IE (Englisch)   | 1     | 1079422     | 989805634341 |
| NIVO Pro-X Controller-Set – AU/NZ (Englisch)   | 1     | 1079423     | 989805634351 |
| NIVO Pro-X Controller-Set – Engl./INTL (Englisch)  | 1     | 1079424     | 989805634361 |
| NIVO Pro-X Controller-Set – INTL (Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Griechisch)          | 1     | 1082696     | 989805634501 |

# NIVO Controller und Systemkomponenten



- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | AC/DC-Adapter               | Stromversorgung oder Ladekontrolle   |
| 2 | Pro-X Steuermodul           | Kann mit AC/DC-Adapter oder internem Akku (bis zu 45 Minuten) verwendet werden           |
| 3 | Montagehalterung            | Verwendung als Montagekonfiguration für Infusionsständer oder Befeuchter                 |
| 4 | AF531 Maske**               | Zu verwendende Maske   |
| 5 | Kabel des Steuermoduls      | Anschließen des Controllers an den NIVO Vernebler  |
| 6 | Vernebler-Winkelstücke (NE) | Winkelstück mit Notatemventil (EE) oder Standard-Winkelstück (SE) mit Vernebleranschluss |
| 7 | NIVO Vernebler              | Aerosolgenerator   |

\* Das Pro-X Vernebler-Set enthält die oben abgebildeten Komponenten Nr. 1, 2, 3 und 5.

\*\* Das Vernebler-Winkelstück (NE) kann zu einer vorhandenen AF531 hinzugefügt werden oder die Maske kann mit installiertem Vernebler-Winkelstück (NE) erworben werden.

# Maskenzubehör

## Philips Respironics AF531 Zubehör- und Ersatzteile

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1*                            | 1     | 1072645     | 989805628841 |
| Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1*                            | 5     | 1072646     | 989805628831 |
| Vernebler-Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1 (ohne Vernebler)* | 1     | 1072649     | 989805634531 |
| Vernebler-Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 1 (ohne Vernebler)* | 5     | 1072650     | 989805634541 |
| Vernebler-Standard-Winkelstück (SE) (ohne Vernebler)*                         | 1     | 1076755     | 989805634561 |
| Vernebler-Standard-Winkelstück (SE) (ohne Vernebler)*                         | 5     | 1076754     | 989805634551 |
| NIVO Vernebler  | 5     | 1076302     | 989805634301 |
| CapStrap Maskenhalterung mit Clips  | 1     | 1072654     | 989805628871 |
| AF531 Größenschablone   | 25    | 1078287     | 989805628901 |
| Drehgelenk  | 1     | 7041        | 453561517051 |
| RP-PMax und AF531 Clips für Maskenhalterung                                   | 2     | 1060913     | 989805649921 |
| Abdichtpolster für nasogastrale Sonden  | 10    | 452040      | 453561517091 |
| CleanClip Halterungssystem  | 1     | 1076430     | 989805627181 |
| CleanClip Halterung, Flügelschraube   | 1     | 1076197     | 989805629911 |
| Bronchoskopie-Winkelstück*  | 1     | 1072651     | 989805635091 |
| Bronchoskopie-Winkelstück*  | 5     | 1072652     | 989805635101 |

## Philips Respironics PerforMax Zubehör- und Ersatzteile

| Beschreibung                                       | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2* | 1     | 1045313     | 989805611111 |
| Winkelstück mit Notatemventil (EE), Leckage Typ 2* | 5     | 1072647     | 989805628851 |
| Bronchoskopie-Winkelstück*                         | 1     | 1072651     | 989805635091 |
| Bronchoskopie-Winkelstück*                         | 5     | 1072652     | 989805635101 |
| Standard-Winkelstück (SE)*                         | 1     | 1043210     | 989805611081 |
| Standard-Winkelstück (SE)*                         | 5     | 1072648     | 989805628861 |

\* Winkelstück – konische Ausführung: Zum Anbringen drücken und drehen. Zum Entfernen ziehen und drehen. Angaben zur ordnungsgemäßen Verwendung sind der Gebrauchsanweisung zur kompatiblen Maske oder zum Winkelstück zu entnehmen. Konische Winkelstücke kommen bei den Masken AF531 und PerforMAX und bei der PerforMAX Maske für Kinder zum Einsatz.


## Philips Respironics AF541 Zubehör- und Ersatzteile

| Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| AF541 Oro-Nasal-Kissen, klein  | 10    | 1120960     | 989805654131 |
| AF541 Oro-Nasal-Kissen, mittel   | 10    | 1120961     | 989805654141 |
| AF541 Oro-Nasal-Kissen, groß   | 10    | 1120962     | 989805654151 |
| AF541 Oro-Nasal-Kissen, extragroß  | 10    | 1120963     | 989805654161 |
| Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1 und NIVO Vernebleranschluss**                 | 5     | 1120967     | 989805654171 |
| Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und NIVO Vernebleranschluss**                 | 5     | 1120968     | 989805654181 |
| Standard-Winkelstück (SE) mit NIVO Vernebleranschluss**  | 5     | 1120969     | 989805654191 |
| AF541 Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1, ohne Kissen, Vierpunkt-Maskenhalterung | 5     | 1120975     | 989805654201 |
| AF541 Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1, ohne Kissen, CapStrap Maskenhalterung  | 5     | 1120976     | 989805654211 |
| AF541 Vierpunkt-Maskenhalterung mit Stirnpolster, klein/mittel                                     | 5     | 1120970     | 989805654221 |
| AF541 Vierpunkt-Maskenhalterung mit Stirnpolster, groß/extragroß                                   | 5     | 1120971     | 989805654231 |
| AF541 CapStrap Maskenhalterung, klein/mittel   | 5     | 1126500     | 989805654251 |
| AF541 CapStrap Maskenhalterung, groß/extragroß   | 5     | 1120972     | 989805654241 |
| AF541 Größenschablone  | 25    | 1120977     | 989805654261 |
| AF541 Unter-Nasal-Kissen, Größe A  | 10    | 1120980     | 989805654271 |
| AF541 Unter-Nasal-Kissen, Größe B  | 10    | 1120981     | 989805654281 |
| AF541 Unter-Nasal-Kissen, Größe C  | 10    | 1120982     | 989805654291 |
| Bronchoskopie-Winkelstück  | 5     | 1120984     | 989805654301 |
| AF541 Entlassungsset, CapStrap Maskenhalterung, klein/mittel                                       | 5     | 1120986     | 989805654311 |
| AF541 Entlassungsset, Vierpunkt-Maskenhalterung, klein/mittel                                      | 5     | 1120987     | 989805654321 |
| AF541 Entlassungsset, CapStrap Maskenhalterung, groß/extragroß                                     | 5     | 1120988     | 989805654331 |
| AF541 Entlassungsset, Vierpunkt-Maskenhalterung, groß/extragroß                                    | 5     | 1120989     | 989805654341 |

\*\* Winkelstück – Ausführung mit Klickverschlüssen: Zum Anbringen bis zum hörbaren Klicken drücken und zum Entfernen die Klickverschlüsse zusammendrücken. Angaben zur ordnungsgemäßen Verwendung sind der Gebrauchsanweisung zur kompatiblen Maske oder zum Winkelstück zu entnehmen. Die Ausführung mit Klickverschlüssen kommt bei der Maske AF541 zum Einsatz.

## Maskenhalterungen

| Abbildung | Beschreibung                                      | Größe                   | Kompatibilität                     | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|-----------|---|-------------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| 1         | CapStrap Maskenhalterung mit Kugelclips           | Erwachsene (eine Größe) | AF811, PerformaTrak                | 5     | 1019543     | 989805610841 |
| 1         | CapStrap Maskenhalterung mit Clips                | Erwachsene (eine Größe) | AF531                              | 1     | 1072654     | 989805628871 |
| 2         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Kugelclips          | Erwachsene (eine Größe) | AF811, PerformaTrak                | 1     | 1015788     | 989805610221 |
| 3         | Vierpunkt-Maskenhalterung, ohne Clips             | Extraklein              | AF811, PerformaTrak Contour Deluxe | 5     | 1018472     | 989805610351 |
| 3         | Vierpunkt-Maskenhalterung, ohne Clips             | Erwachsene (eine Größe) | AF811, PerformaTrak Contour Deluxe | 5     | 1007365     | 989805609961 |
| 4         | Vierpunkt-Maskenhalterung                         | Erwachsene (eine Größe) | Total                              | 1     | 1003052     | 453561517111 |
| 4         | Vierpunkt-Maskenhalterung                         | Erwachsene (eine Größe) | Total                              | 9     | 1010609     | 989805610031 |
| 5         | Vierpunkt-Maskenhalterung                         | Erwachsene (eine Größe) | Vinyl-Nasenmaske                   | 10    | 312106      | 989805609291 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Klein                   | PerforMax                          | 5     | 1051857     | 989805611231 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Groß                    | PerforMax                          | 5     | 1051816     | 989805611221 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Extragroß               | PerforMax                          | 5     | 1080518     | 989805634851 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Klein                   | PerforMax                          | 9     | 1045325     | 989805611131 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Groß                    | PerforMax                          | 9     | 1045314     | 989805611121 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Extragroß               | PerforMax                          | 9     | 1080519     | 989805634861 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Klein                   | AF531                              | 1     | 1072655     | 989805628891 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Groß                    | AF531                              | 1     | 1072656     | 989805628881 |
| 6         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Scheitelband, Clips | Extragroß               | AF531                              | 5     | 1083188     | 989805634751 |
| 7         | Zweipunkt-Maskenhalterung mit Kinnhalteband       | Erwachsene (eine Größe) | AP111                              | 5     | 1062134     | 453561516551 |
| 8         | AF421 Stirnpolsterset mit zwei Polstern           | 10 mm                   | AF421                              | 10    | 1119366     | 989805652521 |
| *         | Vierpunkt-Maskenhalterung mit Stirnpolster        | Erwachsene (eine Größe) | Nur PerformaTrak, wiederverwendbar | 5     | 1022453     | 989805610861 |
| 9         | AF541 Vierpunkt-Maskenhalterung mit Stirnpolster  | Klein/Mittel            | AF541                              | 5     | 1120970     | 989805654221 |
| 9         | AF541 Vierpunkt-Maskenhalterung mit Stirnpolster  | Groß/Extragroß          | AF541                              | 5     | 1120971     | 989805654231 |
| 10        | AF541 CapStrap Maskenhalterung                    | Klein/Mittel            | AF541                              | 5     | 1126500     | 989805654251 |
| 10        | AF541 CapStrap Maskenhalterung                    | Groß/Extragroß          | AF541                              | 5     | 1120972     | 989805654241 |




\* Ohne Abbildung




## Komponenten und Zubehör für Schlauchsysteme und Masken

| Abbildung | Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|-----------|---|-------|-------------|--------------|
| 1         | Plateau-Ausatemventil (wiederverwendbar)  | 1     | 302312      | 989805617941 |
| 2         | Membran des Plateau-Ausatemventils  | 5     | 302310      | 989805609221 |
| 3         | Whisper Swivel II   | 1     | 332113      | 989805617951 |
| 4         | Einweg-Ausatemventil mit Filter-Ausatemventil mit Drehgelenk (ohne Filter)        | 10    | 1065775     | 453561517211 |
| 4a        | Ersatz-Anschlusskappen (Silikon)  | 5     | 1061825     | 453561517201 |
| 4b        | Einweg-Ausatemventil mit Filter-Ausatemventil und proximaler Druckleitung (2,1 m) | 10    | 1116891     | 989805652291 |
| 4b        | Einweg-Ausatemventil mit Filter-Ausatemventil und proximaler Druckleitung (2,1 m) | 1     | 1116892     | 989805652301 |
| 5         | Einweg-Ausatemventil  | 10    | 312149      | 989805609391 |
| 6         | Befestigung für Sauerstoffanreicherung  | 1     | 312710      | 989805609421 |
| 6         | Befestigung für Sauerstoffanreicherung  | 10    | 312010      | 989805609241 |
| 7         | Bakterien-/Virenfilter (einmaliger Gebrauch)                                      | 1     | 1014047     | 989805618161 |
| 7         | Bakterien-/Virenfilter (einmaliger Gebrauch)                                      | 10    | 342077      | 989805609521 |
| 8         | Proximaler Atemwegsfilter   | 1     | 1002362     | 453561517101 |
| 9         | Schlauchführungsclip  | 2     | 1039967     | 453561517351 |


1




2




3




4, 4a




4, 4b




5




6




7



8









9



## Komponenten und Zubehör für Schlauchsysteme und Masken

| Abbildung | Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|-----------|--|-------|-------------|--------------|
| 10        | Drehgelenk-Ersatzteilset (22 mm männlich/männlich)   | 1     | 7041        | 453561517051 |
| 11        | CleanClip Halterungssystem                           | 1     | 1076430     | 989805627181 |
| 11        | CleanClip Halterung, Flügelschraube                  | 1     | 1076197     | 989805629911 |
| 12        | Abdichtpolster für nasogastrale Sonden               | 10    | 452040      | 453561517091 |
| 13        | PerforMax Größenschablone, klein, groß und extragroß | 1     | 1095097     | 989805648901 |
| 14        | Ersatz-Kugelclips                                    | 2     | 1009723     | 989805652511 |



\* Ohne Abbildung


## Schlauchsysteme und Anschlusssteile

Als Ergänzung zu den nichtinvasiven Beatmungssystemen bietet Philips eine breite Palette von Einmal-Schlauchsystemen, darunter Versionen mit Heizdrähten und ohne Heizdrähte.



## Schlauchsysteme

| Abbildung | Beschreibung   | Produkt-Nr. | Teilenummer  | Stück | V60 | BiPAP Vision | Trilogy 202 | BiPAP Focus | BiPAP S/T-D |
|-----------|--|-------------|--------------|-------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Invasives Schlauchsystem mit Ausatemventil, Wasserfalle und Temperatursensoranschlüssen, proximalem Atemwegsfilter und Kupplungsschlauch für den Befeuchter, Aufhängung und Schlauchclips                        | 652002      | 989805609681 | 10    | •   | •            | •           |             |             |
| 1         | Invasives Schlauchsystem mit Ausatemventil, Wasserfalle und Temperatursensoranschlüssen, proximalem Atemwegsfilter und Kupplungsschlauch für den Befeuchter, Aufhängung und Schlauchclips                        | 652001      | 989805609671 | 20    | •   | •            | •           |             |             |
| 2         | Nichtinvasives Schlauchsystem mit Hauptstromfilter, Anschluss für Einweg-Ausatemventil mit Drehgelenk mit Filteranschluss und Filter, proximaler Druckleitung, Aufhängung und Schlauchclips                      | 1065830     | 989805621311 | 10    | •   | •            | •           | •           |             |
| 3         | Nichtinvasives Schlauchsystem mit Hauptstromfilter, Anschluss für Einweg-Ausatemventil mit Drehgelenk mit Filteranschluss, proximaler Druckleitung, Aufhängung und Schlauchclips (Ausatemfilter nicht enthalten) | 1065832     | 989805621321 | 10    | •   | •            | •           | •           |             |
| 4         | Nichtinvasives Schlauchsystem mit Anschluss für Einweg-Ausatemventil mit Drehgelenk mit Filteranschluss, proximaler Druckleitung, Aufhängung und Schlauchclips (Hauptstrom- und Ausatemfilter nicht enthalten)   | 1069210     | 989805634871 | 10    | •   | •            | •           | •           |             |
| 5         | Nichtinvasives Schlauchsystem mit Anschluss für Einweg-Ausatemventil, proximaler Druckleitung, Aufhängung und Schlauchclips  | 582073      | 989805609611 | 10    | •   | •            | •           | •           |             |
| 6         | BiPAP S/T-D-Schlauchsystem mit Anschluss für Einweg-Ausatemventil, proximaler Druckleitung, Aufhängung und Schlauchclips   | 312107      | 989805609301 | 10    |     |              |             |             | •           |
| 7         | Schlauch 1,80 m Länge (22 mm Durchmesser) (ohne DEP, proximale Druckleitung oder Aufhängung)   | 532316      | 989805647181 | 1     |     |              |             |             |             |



## Befeuchtungssysteme und Zubehör

| Beschreibung   | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|--|-------|-------------|--------------|
| Befeuchterkammer mit automatischer Zuführung   | 24    | 1035609     | 989805619481 |
| Beheiztes Einschlauchsystem mit Hauptstromfilter   | 10    | 8624C       | 989805619521 |
| Beheiztes Einschlauchsystem mit Hauptstromfilter, Befeuchterkammer mit automatischer Zuführung | 10    | 1045770     | 989805619511 |

## Trockenluftsysteme und Zubehör

| Beschreibung  | Stück | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|---|-------|-------------|--------------|
| NIV-Schlauchsystem mit Hauptstromfilter                                       | 10    | 9624        | 989805619411 |
| NIV-Schlauchsystem mit Hauptstromfilter, O <sub>2</sub> -Anreicherungsöffnung | 10    | 9624C       | 989805619531 |

## Trilogy Zubehör

Durch seine innovative Technologie unterscheidet sich das Trilogy von anderen Systemen. Dafür sorgen auch Support, Service und Wartung.

### Einfache Anwendung und Wartung

- Trilogy Schlauchsysteme eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen bei Kindern und Erwachsenen.
- Passive Schlauchsysteme für nichtinvasive Beatmung
- Aktives Ausatemventil für invasive Beatmung
- Schlauchsysteme sind in Packungen mit 10 oder 20 Stück erhältlich






## Schlauchsystemadapter


| Abbildung | Beschreibung                                  | Kompatibilität  | Produkt-Nr.  | Teilenummer                  |
|-----------|---|---|--|------------------------------|
| 1         | Aktives Ausatemventil mit PAP-Einheit         |   | 1065659 – 1 St./Pck.   | 989805628221                 |
| 2         | Proximaler Flusssensor (Trilogy202)           |   | 1050408 – 1 St./Pck.<br>1050534 – 10 St./Pck.                  | 989805621211<br>989805645511 |
| 3         | Passives Einweg-Ausatemventil mit Drehgelenk  |   | 1084428 – Karton mit 10 Stück<br>1084429 – Karton mit 20 Stück | 989805643161<br>989805646961 |
| 4         | Flexibler Tracheotomie-Adapter mit 15-mm-Cuff | Wird an den Flusssensor oder das aktive Ausatemventil angeschlossen                             | 1073863 – Karton mit 10 Stück<br>1073903 – Karton mit 20 Stück | 989805633921<br>989805633941 |
| 5         | Flexibler Tracheotomie-Adapter mit 22-mm-Cuff | Wird an Whisper Swivel II und das Drehgelenk sowie an feste Einweg-Ausatemventile angeschlossen | 1073902 – Karton mit 10 Stück<br>1073904 – Karton mit 20 Stück | 989805633931<br>989805633951 |

Dank der Möglichkeit, entweder ein aktives Ventil oder ein passives Ausatemventil zu verwenden, sind Sie flexibel und können das bestmögliche Schlauchsystem und die bestmögliche Maske für Ihren Patienten auswählen. Das spezielle passive Trilogy Ausatemventil reduziert die Zahl zusätzlicher Schlauchverbindungen.


1




2




3



4




5




## Sonstiges

| Abbildung | Produkt                               | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 6         | Sauerstoffeinlassadapter – 2 St./Pck. | 1040390     | 989805647691 |
| 7         | Schlauchanschlussadapter, aktiver PAP | 1061398     | 989805621291 |

6




7



## Trilogy Stützarmsystem

| Abbildung | Produkt                                 | Produkt-Nr. | Teilenummer  |
|-----------|---|-------------|--------------|
| 8         | Schlauchaufhängung (22 mm) – 1 St./Pck. | 311107      | 989805648891 |
| *         | Stützarm                                | 332497      | 989805617961 |
| *         | Montageeinheit für Stützarm             | 1052863     | 989805605731 |







8



\* Ohne Abbildung

## Trilogy Einweg-Schlauchsysteme

| Abbildung | Beschreibung  | Komponenten   | Stück                              | Produkt-Nr.        | Teilenummer                  |
|-----------|---|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1         | Passives Schlauchsystem für Erwachsene mit festem Ausatemventil         | Passives Ausatemventil. Patientenschlauch: Länge 1,80 m, Durchmesser 22 mm, mit 22-mm-Cuff  | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1069467<br>1069468 | 989805621551<br>989805621561 |
| 2         | Passives Schlauchsystem für Erwachsene mit Ausatemventil mit Drehgelenk | Passives Ausatemventil. Patientenschlauch: Länge 1,80 m, Durchmesser 22 mm, mit 22-mm-Cuff  | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1073228<br>1073236 | 989805633861<br>989805633911 |
| 3*        | Passives Schlauchsystem mit Wasserfalle für Erwachsene                  | Adapter für standardmäßiges 90°-Winkelstück. Passives festes Ausatemventil. Temperatursensoranschluss. Patientenschlauch: 60 cm Länge, 22 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff. Wasserfalle. Anschlusschlauch für Befeuchter: 60 cm Länge, 22 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff.   | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1069443<br>1069444 | 989805621531<br>989805621541 |
| 4*        | Passives Schlauchsystem mit Heizdraht für Erwachsene                    | Passives Ausatemventil mit Drehgelenk. Temperatursensoranschluss. Patientenschlauch mit Heizdraht: 1,50 m Länge, 22 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff. Heizdrahtadapter. Anschlusschlauch für Befeuchter: 60 cm Länge, 22 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff.  | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1073227<br>1073235 | 989805646441<br>989805646481 |
| 5         | Aktives Schlauchsystem für Erwachsene, ohne Wasserfalle                 | Tracheotomie-Adapter für standardmäßiges 90°-Winkelstück. Aktives Ausatemventil. Ausatemschlauch. Proximaler Druckschlauch. Patientenschlauch: 1,80 m Länge, 22 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff. Schlauchführungsclips.  | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1073223<br>1073232 | 989805633841<br>989805633881 |
| 6*        | Aktives Schlauchsystem mit Heizdraht für Erwachsene                     | Tracheotomie-Adapter für standardmäßiges 90°-Winkelstück. Aktives Ausatemventil. Ausatemschlauch. Proximaler Druckschlauch. Patientenschlauch mit Heizdraht: 1,50 m Länge, 22 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff und Heizdrahtanschluss. Heizdrahtadapter. Temperatursensoranschluss. Anschlusschlauch für Befeuchter: 60 cm Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff. Schlauchführungsclips. | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1073222<br>1073231 | 989805646421<br>989805646461 |




\* Kammer nicht enthalten


## Trilogy Einweg-Schlauchsysteme

| Abbildung | Beschreibung  | Komponenten   | Stück                              | Produkt-Nr.        | Teilenummer                  |
|-----------|---|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 7         | Passives Schlauchsystem mit Wasserfalle für Kinder                | Passives festes Ausatemventil. Patientenschlauch: 1,80 m Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff und Wasserfalle.  | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1069445<br>1069446 | 453561517231<br>453561517241 |
| 8*        | Passives Schlauchsystem mit Wasserfalle für Kinder                | Passives Ausatemventil mit Drehgelenk. Patientenschlauch: 75 cm Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff. Temperatursensoranschluss. Wasserfalle. Anschlussschlauch für Befeuchter: 60 cm Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff.   | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1073224<br>1073233 | 989805633851<br>989805633901 |
| 9*        | Passives Schlauchsystem mit Heizdraht für Kinder                  | Passives Ausatemventil mit Drehgelenk. Patientenschlauch mit Heizdraht: 1,50 m Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff, mit Heizdrahtanschluss. Heizdrahtadapter. Temperatursensoranschluss. Anschlussschlauch für Befeuchter: 60 cm Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff.   | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1073225<br>1073234 | 989805646431<br>989805646471 |
| 10*       | Aktives Schlauchsystem mit Wasserfalle für Kinder                 | Tracheotomie-Adapter für standardmäßiges 90°-Winkelstück. Aktives Ausatemventil. Ausatemschlauch. Proximaler Druckschlauch. Patientenschlauch: 75 cm Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff. Temperatursensoranschluss. Wasserfalle. Anschlussschlauch für Befeuchter: 60 cm Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff. Schlauchführungsclips (ein Clip abgebildet).                       | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1073220<br>1073229 | 989805633831<br>989805633871 |
| 11*       | Aktives Schlauchsystem mit Heizdraht für Kinder                   | Tracheotomie-Adapter für standardmäßiges 90°-Winkelstück. Aktives Ausatemventil. Ausatemschlauch. Proximaler Druckschlauch. Patientenschlauch mit Heizdraht: 1,50 m Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff, mit Heizdrahtanschluss. Heizdrahtadapter. Temperatursensoranschluss. Schlauchführungsclips. Anschlussschlauch für Befeuchter: 60 cm Länge, 15 mm Durchmesser, mit 22-mm-Cuff. | 10 Stück/Karton<br>20 Stück/Karton | 1073221<br>1073230 | 989805646411<br>989805646451 |
| 12        | MPV-Schlauchsystem (Beatmung über Mundstück), einmaliger Gebrauch | Bakterienfilter, Reduzierstück 22 mm x 15 mm, Schlauch mit 1,80 Länge und 15 mm Durchmesser, Verbindungsstück, sehr kleines und abgewinkeltes Mundstück.  | 10 Stück/Karton                    | 1102866            | 989805646981                 |


7




8




9




10



11



12



\* Kammer nicht enthalten



# Notizen

# Notizen



©2016 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.  
Philips behält sich das Recht vor, ein Produkt zu  
verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne  
Ankündigung einzustellen. Marken sind das Eigentum  
von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Inhaber.



[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)

Gedruckt in den Niederlanden.  
4522 991 16523 \* FEB 2017