

## Presseinformation

Juli 2016

### **Eine Temperatur für alle Stoffarten: Philips präsentiert die neuen PerfectCare Performer Dampfbügelstationen**

**Hamburg** – Die neuen, kraftvollen Modelle der PerfectCare Performer Dampfbügelstationen machen ihrem Namen alle Ehre: Sie kümmern sich mustergültig um alle Stoffarten und liefern schnell beste Bügelergebnisse. Alle sieben Geräte verfügen über die OptimalTEMP-Technologie, dank der das manuelle Einstellen unterschiedlicher Hitzestufen für verschiedene Stoffe entfällt. Sie sind angenehm kompakt und mit einem extrem leichten Handstück von 1,2 Kilogramm ausgestattet. Der abnehmbare 1,8 Liter Wassertank ist jederzeit nachfüllbar, ohne dass die Dampfstation abkühlen muss. Die drei Top-Modelle verfügen darüber hinaus über eine Silence-Funktion, die dafür sorgt, dass man entspannt nebenbei Musik hören oder die Lieblingsserie gucken kann.

„Die Philips OptimalTEMP-Technologie ist ein wahrer Zeitschenker. Die Wäsche muss nicht vorsortiert werden, da der Smart Control-Prozessor eine automatische Temperaturregelung ermöglicht – das bedeutet: nur eine Einstellung für alle Stoffe“, so André Rahe, Marketing Manager Air und Garment Care bei Philips. „Zudem verfügen die Modelle über einen kräftigen Dampfstoß und Druck, so dass selbst stark verknitterte Kleidung schnell glatt wird“, so Rahe weiter.

#### **Starke Performance**

Dank OptimalTEMP-Technologie gilt: eine Einstellung für wirklich alle Stoffarten. Sie erzeugt immer die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Dazu sorgt ein leistungsstarker Dauerdampf für schnelle Ergebnisse, die Top-Modelle verfügen über bis zu 6,5 Bar Pumpendruck und einen zusätzlichen Dampfstoß von bis zu 420 Gramm<sup>1</sup>. Mit der Vertikal-Dampf-Funktion kann Kleidung direkt auf dem Bügel hängend geglättet werden. Viel Leistung muss jedoch nicht gleichbedeutend mit viel Lärm sein – so verfügen sie zusätzlich über die Silence-Funktion<sup>2</sup>. Die geräuschabsorbierende Platte an der Dampfstation reduziert das Rauschen der Pumpe und die Geräuschentwicklung im Gehäuse. Das weiche, leicht aufgeraute und gummierte Material des SoftGrip Handstücks<sup>3</sup> erleichtert die Handhabung.

#### **Eine gute Grundlage: die SteamGlide Plus Sohle**

Mit den 2.600 Watt kann die PerfectCare Performer Range in knapp zwei Minuten auf Betriebsbereitschaft aufheizen. Die kratzfeste Bügelsohle verfügt über sechs Schichten: die Grundsicht besteht aus Aluminium, der Basislack wurde bei 300 Grad Celsius ausgehärtet. Eine Titanschicht garantiert die perfekte Gleitfähigkeit, eine Silikonschicht verbessert die Haptik. Die intelligente Smart CalcClean-Funktion informiert per Licht- und Tonsignal darüber,

<sup>1</sup> GC8735/80: 6,5 Bar Pumpendruck und 420 Gramm Dampfstoß, GC8733/20: 6,5 Bar Pumpendruck und 410 Gramm Dampfstoß, GC8731/20: 6,5 Bar Pumpendruck und 390 Gramm Dampfstoß. Alle Geräte verfügen über Dauerdampf von 120g/Min.

<sup>2</sup> Nur die Modelle GC8735/80, GC8733/20 und GC8731/20.

<sup>3</sup> Nur die Modelle GC8735/80, GC8733/20, GC8731/20 und GC8721/30.



dass eine Entkalkung durchgeführt werden muss. Der mitgelieferte CalcClean-Behälter bietet die Möglichkeit das Bügeleisen während der Entkalkung abzustellen. Praktisch sind die automatische Abschaltfunktion<sup>4</sup>, eine Transportverriegelung und die Möglichkeit, den 1,6 Meter langen Dampfschlauch an der Basis zu verstauen.

#### Philips PerfectCare Performer GC8735/80:

- OptimalTEMP-Technologie
- Abnehmbarer, jederzeit nachfüllbarer 1,8 Liter Wassertank (Leitungswasser)
- Silence-Funktion minimiert den Geräuschpegel bei hoher Dampfleistung
- SoftGrip Handstück
- Gleitfähige SteamGlide Plus Bügelsohle
- Schnelles Aufheizen in knapp zwei Minuten dank 2.600 Watt
- Starker Pumpendruck bis zu 6,5 Bar
- Konstante Dampfleistung von 120 g/Min. und bis zu 420 g Dampfstoß
- Intelligente CalcClean-Funktion – automatische Entkalkungs-Erinnerung
- Komfortable Transportverriegelung und Dampfschlauch-Verstauung an der Basis
- Kabellänge: 1,8 Meter, Schlauchlänge: 1,6 Meter
- Automatische Abschaltung
- Farbe: Petrol/Schwarz
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 279,99 Euro
- Ab September im Handel erhältlich

#### Philips PerfectCare Performer GC8733/20:

Wie GC8735/80, außer:

- Dampfstoß: bis zu 410 g
- Farbe: Blau/Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 279,99 Euro

#### Philips PerfectCare Performer GC8731/20:

Wie GC8735/80, außer:

- Dampfstoß: bis zu 390 g
- Farbe: Blau/Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 269,99 Euro

#### Philips PerfectCare Performer GC8721/30:

Wie GC8735/80, außer:

- Ohne Silence-Funktion
- Ohne automatische Abschaltung
- Pumpendruck bis zu 6,2 Bar, bis zu 380 g Dampfstoß
- Farbe: Lila/Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 249,99 Euro

---

<sup>4</sup> Nur die Modelle GC8735/80, GC8733/20 und GC8731/20.

## Philips PerfectCare Performer GC8712/20 und GC8711/20:

Wie GC8735/80, außer:

- Ohne Silence-Funktion
- Ohne automatische Abschaltung
- Ohne SoftGrip Handstück
- Pumpendruck bis zu 6 Bar, bis zu 350 g Dampfstoß
- Farbe: Blau/Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 229,99 Euro

## Philips PerfectCare Performer GC8703/20:

Wie GC8735/80, außer:

- Ohne Silence-Funktion
- Ohne automatische Abschaltung
- Ohne SoftGrip Handstück
- SteamGlide Bügelsohle statt SteamGlide Plus
- Pumpendruck bis zu 6 Bar, bis zu 350 g Dampfstoß
- Farbe: Blau/Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 219,99 Euro

Alle Philips Highlights: [www.philips.de/produktpresse](http://www.philips.de/produktpresse)

### Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH  
Jeannine Kritsch  
PR Manager Personal Health  
Telefon: 0152 / 22 80 32 33  
E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice  
Telefon: 040 / 80 80 10 980

## **Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 69.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte mit seinem Gesundheitstechnologie-Portfolio in 2015 einen Umsatz von 16,8 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)