

## Presseinformation

November 2016

### „Für faltenfreie Feiertage“:

### **Die Philips PerfectCare Elite Silence Dampfbügelstation erlangt kurz vor Weihnachten Testsieg bei der Stiftung Warentest**

**Hamburg** – In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift test<sup>1</sup> hat die Stiftung Warentest sieben Dampfbügeleisen und acht Bügelstationen getestet und miteinander verglichen. Die [Philips](#) Dampfbügelstation konnte den alleinigen Testsieg in der Kategorie „Dampfbügelstationen mit Druckboiler“ einfahren: Das Modell PerfectCare Elite Silence GC9642/60 wurde mit der Note ‚Gut‘ (1,8) ausgezeichnet. Auch das Philips Azur Performer Plus Dampfbügeleisen GC4511/40 konnte punkten: In der Kategorie „Dampfbügeleisen“ erlangte es ebenfalls die Note ‚Gut‘ (2,4).

„Das Handstück der PerfectCare Elite Silence Dampfbügelstation überzeugt mit einem federleichten Gewicht von 0,8 Kilogramm und einer starken Leistung. Sie verfügt über die innovative OptimalTEMP-Technologie, die automatisch die perfekte Kombination aus Dampf und Hitze liefert“, so André Rahe, Marketing Manager Air und Garment Care bei Philips. „Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort unsere Dampfbügelstation PerfectCare Elite Silence als Testsieger mit einem ‚Gut‘ (1,8) kennzeichnen können. Besonders im Bereich Handhabung und Haltbarkeit konnte sie sich gegen den Wettbewerb mit sehr guten Noten durchsetzen – ein tolles Signal auch in Richtung Fachhandel kurz vor dem Weihnachtsgeschäft“, so Rahe weiter.

Besonders positiv hebt die Stiftung Warentest das „Fliegengewicht“, das extrem leichte Handstück, und den dichten, heißen Dampf der Philips PerfectCare Elite Silence Dampfbügelstation hervor: „Mit dem richtigen Bügeleisen kann sich die Abneigung leicht in Spaß verwandeln. Etwa mit der Bügelstation PerfectCare von Philips: Mühelos gleitet das Eisen über die Wäsche, es wiegt nur ein Kilogramm. Der separate Boiler erzeugt unter Druck dichten, heißen Dampf– fast viermal so viel wie ein durchschnittliches Dampfbügeleisen.“

### **Starke Dampfleistung bei angenehmem Geräuschpegel**

Die Philips PerfectCare Elite Silence Dampfbügelstation ist mit der Silent Steam-Technologie ausgestattet: Drei Filter verringern den Geräuschpegel bei der Dampfausgabe, eine geräuschabsorbierende Plattform in der Basis reduziert das Pumpengeräusch auf ein

---

<sup>1</sup> test, Stiftung Warentest, Für faltenfreie Feiertage, Heft 12/2016



Minimum. So kann je nach Wunsch die Lieblingssendung im Fernsehen verfolgt oder entspannte Musik während des Bügelvorgangs gehört werden. Die Easy De-Calc Funktion macht auch die Entkalkung reibungslos: Einfach den Stöpsel ziehen, der sich auf der Rückseite der Basis befindet, ein Gefäß unterhalten und das herauslaufende Wasser mit den Kalkpartikeln auffangen.

### **Von der Tischdecke bis zur Seidenbluse mit einer Einstellung**

Die innovative Optimal TEMP-Technologie der gesamten PerfectCare Elite-Reihe macht das müßige manuelle Einstellen unterschiedlicher Hitzestufen für verschiedene Stoffe obsolet. Dank dieser raffinierten, am Markt einzigartigen Technologie, kann im Handumdrehen mit dem Bügeln losgelegt werden – ohne wertvolle Zeit zu verlieren. Eine automatische Temperaturregelung wird durch den Smart Control-Prozessor ermöglicht, welcher die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert. Darüber hinaus garantiert sie brandfleckenfreie Kleidungsstücke. Während des Bügelns muss das Bügeleisen nicht wieder auf der Basisstation abgestellt werden. Die heiße Bügelsohle kann ohne Bedenken auf der Kleidung oder dem Bügelbrettbezug aus Baumwolle ruhen. Diese sichere Handhabung erleichtert das Bügeln und reduziert die Bewegungen im Handgelenk. Komplettiert wird die Rundum-Sorglos-Bügelstation von einer automatischen Sicherheitsabschaltung, einem großzügigen Wassertank mit 1,8 Liter Fassungsvermögen sowie einer extra gleitfähigen Bügelsohle dank T-ionicGlide-Beschichtung.

Alle Philips Highlights: [www.philips.de/produktpresse](http://www.philips.de/produktpresse)

#### Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH

Jeannine Kritsch

PR Manager Personal Health

Telefon: 0152 / 22 80 32 33

E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

#### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

### **Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 70.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte mit seinem Gesundheitstechnologie-Portfolio in 2015 einen Umsatz von 16,8 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)