

Presseinformation

April 2016

Dampf ohne Ende:

Die Philips FastCare Dampfbügelstationen mit dem größten abnehmbaren Wassertank sagen Falten den Kampf an

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie hier.

Hamburg – Bügelberge sind ein weit verbreitetes Phänomen... Und wenn man sich schon motiviert, etwas dagegen zu tun, dann sollte es so angenehm und schnell wie möglich gehen. Im Mai bringt [Philips](#) die neuen FastCare Dampfbügelstationen auf den Markt, die mit 2,2 Litern über den größten am Markt befindlichen abnehmbaren Wassertank verfügen – perfekt für große Wäschemengen. Ob gemeinsames Tatort schauen am Sonntag oder die Lieblings-CD zur Motivation: Die SilentSteam-Technologie bietet extra Komfort, denn sie reduziert den Geräuschpegel des Dampfausstoßes auf ein Minimum.

„Unsere ‚[Bügelstudie](#)‘ zeigt, dass 71 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer mindestens einmal in der Woche bügeln, aber ‚eingesparte‘ Bügelzeit liebend gern mit der Familie verbringen würden¹. Hier setzen wir mit der neuen FastCare-Serie an, die schnell und zuverlässig glatte Wäsche ermöglicht“, so Michiel Kerckhaert, Senior Marketing Manager Domestic Appliances bei Philips. „Der unschlagbare 2,2 Liter Wassertank kann jederzeit auch im Betrieb abgenommen und mit Leitungswasser befüllt werden und ermöglicht bis zu drei Stunden Bügeln am Stück. Zusätzlich verfügen die Modelle über die besonders gleitfähige SteamGlide Keramik-Bügelsohle und eine schnelle Aufheizzeit dank 2.400 Watt“, so Kerckhaert weiter.

Leise und leistungsstark

Dank der SilentSteam-Technologie sind die FastCare-Modelle besonders leise und in nur zwei Minuten einsatzbereit. Mit einem Pumpendruck von 5,5 Bar² und einer konstanten sowie gleichmäßigen Dampfleistung von 120 Gramm¹ pro Minute meistern sie selbst stark verkitterte Textilien problemlos. Der Dampfstoß überzeugt mit bis zu 250 Gramm. Die SteamGlide-Bügelsohle aus Keramik vereint Gleitfähigkeit mit Kratzbeständigkeit und ermöglicht ein schnelleres und effektiveres Gleiten auch auf hartnäckigen Stoffen.

Cleverer Komfort

Das Design der FastCare Dampfbügelstation ist für eine vielseitige und bequeme Nutzung ausgelegt. So kann mit dem Bügeleisen problemlos Kleidung auch vertikal geglättet werden, wenn sie auf einem Bügel hängt. Auch in Sachen Entkalkung ist für hohen Komfort gesorgt: Die Smart CalcClean-Funktion ist eine in das Bügeleisen integrierte Entkalkungs- und

¹ Bevölkerungsrepräsentative Mehrthemenumfrage von forsa, über 1.000 Befragte im Alter von 25 bis 55 Jahre, die in Mehrpersonenhaushalten leben.

² Das GC7705/30 verfügt über max. 5,3 bar und eine Dampfleistung von 220 Gramm pro Minute.



Reinigungsfunktion. Besonders praktisch: Via Ton- und Blinksignal erinnert das Bügeleisen an den notwendigen Entkalkungsvorgang. So erhöht sich die Lebensdauer und das Gerät ist stets im bestmöglichen Zustand. Für eine sichere Aufbewahrung lassen sich Strom- und Dampfkabel ganz einfach im Korpus verstauen. Mit der praktischen Transportverriegelung kann die Dampfbügelstation zudem unkompliziert bewegt werden. Durch eine Kabellänge von 1,6 Metern und das 180 Grad bewegliche Kabelgelenk ist zudem ausreichend Bewegungsfreiheit sichergestellt.

Philips FastCare Dampfbügelstation GC7715/80:

- Abnehmbarer 2,2 Liter Wassertank für einfaches Nachfüllen (Leitungswasser)
- SilentSteam-Technologie minimiert den Geräuschpegel bei hoher Dampfleistung
- Besonders gleitfähige SteamGlide Bügelsohle aus Keramik
- Schnelles Aufheizen in zwei Minuten dank 2.400 Watt
- Starker Pumpendruck bis zu 5,5 Bar
- Konstante Dampfleistung von 120 g/min und bis zu 250 g Dampfstoß
- Smart CalcClean-Funktion - automatische Entkalkungs-Erinnerung
- Komfortable Transportverriegelung und Kabelverstaueung im Korpus
- 180° bewegliches Kabelgelenk, Kabellänge: 1,6 Meter
- Farbe: Lila / Weiß / Black Purple
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 319,99 Euro
- Ab Mai im Handel erhältlich

Philips FastCare Dampfbügelstation GC7710/20:

Wie GC7715/80, außer:

- Farbe: WorkWear Dark Blue
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 299,99 Euro
- Ab Mai im Handel erhältlich

Philips FastCare Dampfbügelstation GC7705/30:

Wie GC7715/80, außer:

- Pumpendruck bis zu 5,3 Bar
- 220 g Dampfstoß
- Farbe: Purple Magic
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 279,99 Euro
- Ab Mai im Handel erhältlich

Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse

Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH
Jeannine Kritsch
PR Manager Personal Health
Telefon: 0152 / 22 80 32 33
E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice
Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips Lighting, eine einhundertprozentige Tochter von Philips, ist weltweit Marktführer im Bereich von Lichtprodukten, Lichtsystemen und Anwendungen. Philips beschäftigt etwa 104.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2015 einen Umsatz von 24,2 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de