

„Museum für Mechanische Musikinstrumente“

Vortrag am **14. Februar 2018, um 15.00 Uhr** von Gert Priegnitz

Als man von :

„LP“

„MC“

„PC“

„CD“

„DVD“

„BluRay“

noch keine Ahnung hatte:

Die vielfältigen Varianten
der früheren
Unterhaltungsmaschinen
zwischen 1870 -1930.

Ein interessantes Feld für
Technik- und Musik Freunde



Musikgenuss vor 150 Jahre?

Ein teures Vergnügen!

Die Welt der Klangautomaten als Privatsammlung in Königsutter.

Exklusivführung durch Europas größtes* Museum für mechanische Musikinstrumente.

Bewunderung ist angebracht für die großartigen Fähigkeiten der damaligen Erfinder, Konstrukteure und Erbauer dieser Wunderwerke.

Dokumentarfilm 2001 (1:18) (43' / 35')

*das größte private Museum für mechanische Musikinstrumente von Jens Carlson. Das Erlebnis einer Exklusivführung im Jahre 1999.

PC-Diavortrag