

# Firmenarchiv Philips Hamburg

Röntgenstraße 24, 22335 Hamburg



In der 4. Etage des Q-Gebäudes im Raum **Q-430** befindet sich eine bemerkenswerte Sammlung von historischen Geräten von Philips aus der Röntgentechnik, der Messtechnik und der Unterhaltungselektronik. Dazu kommen Röntgenröhren, Röhren aus der Rundfunk- und Fernsehtechnik sowie technische und geschäftliche Dokumentationen.

All dieses kann nach Anmeldung auch besichtigt werden, und zwar jeweils **Donnerstags ab ca. 10:00 Uhr.**

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an einen der Ansprechpartner, um einen Termin zu vereinbaren:

**Peter Biermann**, Mobil: 0160 99198549

**Dr. Gunther Gerhardt**, Mobil: 0177 4757990

**Zur Erweiterung der Sammlung sind wir für Angebote aller Art dankbar.**