

## Presseinformation

März 2018

### **Kaffee-Vielfalt leicht gemacht: Philips präsentiert die neue 5000er Serie**

**Hamburg** – Die Kaffeevollautomaten der neuen [Philips](#) 5000er Serie vereinen drei wichtige Attribute in einer hochwertigen Maschine mit Edelstahlfront: Vielfältige Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leichte Handhabung sowie einfache und hygienische Pflege. Dabei stehen insgesamt fünf Kaffeevariationen zur Auswahl. Die integrierte Milchkaraffe setzt jeder Milchschaumspezialität eine samtige Krone auf.

„Egal ob morgens noch halb verschlafen oder abends nach einem gemütlichen Essen mit Freunden – der richtige Kaffee für jeden Moment soll einfach und schnell den Weg in die Tasse finden. Deswegen steht bei der 5000er Serie die bequeme Nutzung im Fokus. Ein Tastendruck und die gewünschte Kaffeevariante wird zubereitet – dank AquaClean Filter bis zu 5.000 Mal ohne Entkalken“, sagt Timo Wassermeier, Marketing Manager Espresso bei Philips.

#### **Die 5000er Serie setzt noch einen drauf**

Egal wofür das Kaffeeherz schlägt, die Philips 5000er Serie mit integrierter Milchkaraffe bereitet jede beliebige Variation zu. Neben Espresso, Café Crème, Cappuccino und Latte Macchiato kommen nun auch Americano-Liebhaber auf ihre Kosten. Stärke, Füllmenge und Temperatur lassen sich dabei für jedes Getränk personalisieren und speichern. Durch den schnell aufheizenden Boiler steht das Lieblingsgetränk innerhalb kürzester Zeit bereit. Das Scheibenmahlwerk aus 100 Prozent Keramik schützt die Bohnen vor Überhitzung, sichert eine gleichbleibend hohe Kaffeequalität und einen leisen Betrieb. Außerdem sorgt der Aromaschutz für eine längere Frische der Kaffeebohnen und langanhaltend natürliches Aroma.

#### **Einfaches Anwenden und Reinigen für täglichen Genuss**

Die Schnellreinigungsfunktion des Milchbehälters ermöglicht es, mit nur einem Tastendruck das Milchsystem nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen. Die Wartung und Reinigung wird mit dem patentierten AquaClean Filter spielend leicht. So muss die Maschine für bis zu 5.000 Tassen nicht entkalkt werden<sup>1</sup>. Außerdem kann die Brühgruppe komplett herausgenommen und unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Auch neu im Handel erhältlich: ein [Pfleageset](#) für alle Philips und Saeco Vollautomaten bestehend aus zwei AquaClean Filtern, Schmierfett für die Brühgruppe, sechs Milchreinigern und sechs Fettlöse-Tabletten. CA6707/10 (UVP 49,99 Euro).

---

<sup>1</sup> Berechnung basiert auf einer Tassen-Füllmenge von 100 Millilitern und achtmaligem Filteraustausch, so wie von dem Gerät angegeben.



## Philips 5000er Serie EP5365/10

- Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck
- 5 Kaffeespezialitäten
- AquaClean Filter für bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken
- Integrierte Milchkaraffe mit Reinigungsfunktion
- Memo-Funktion für eine leichte Individualisierung der Kaffeespezialitäten
- Scheibenmahlwerk aus 100 Prozent Keramik
- 250 Gramm Bohnenbehälter, 1,8 Liter Wassertank, Satzbehälter fasst 15 Portionen
- Einstellung von Brühtemperatur, Mahlgrad und Kaffeemahlmenge
- Herausnehmbare Brühgruppe: bequeme Reinigung unter laufendem Wasser
- Vollautomatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Farbe: rostfreier Edelstahl
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 769,99 Euro
- Ab sofort im Handel erhältlich

Die Philips 5000er Serie ist auch in Klavierlack-Schwarz erhältlich: EP5360/10 (UVP 699,99 Euro).

### Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH  
Jeannine Kritsch  
PR Manager Personal Health  
Telefon: 0152 / 22 80 32 33  
E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice  
Telefon: 040 / 80 80 10 980

## **Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 74.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte mit seinem Gesundheitstechnologie-Portfolio in 2017 einen Umsatz von 17,8 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)