

Presseinformation

Juli 2018

Die Revolution der Kaffeervielfalt: Die Philips 5000 mit LatteGo Milchsystem ermöglicht cremigen Milchschaum so einfach wie noch nie

Hamburg – Kaffeervielfalt leicht gemacht. Die [Philips](#) 5000 mit LatteGo ermöglicht mit sechs aromatischen Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen genussvolle Kaffeemomente zu Hause. Durch die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen wie das Aroma und den Mahlgrad zu modifizieren, steht individuellem Kaffeegenuss nichts mehr im Wege. Das innovative LatteGo Milchsystem wurde speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt. Es besteht aus nur zwei Teilen und keinen Schläuchen und ist somit unser am schnellsten zu reinigendes Milchsystem. Die Pflege der herausnehmbaren Brühgruppe geht ebenfalls leicht von der Hand.

„Die zahlreichen Einzelteile herkömmlicher Milchkaraffen zu reinigen, war immer ein unangenehmes Thema. Mit LatteGo geht es nun viel einfacher – denn sie hat weder Schläuche noch andere Kleinstteile. Ganz einfach unter fließendes Wasser halten oder im Geschirrspüler platzieren und in kürzester Zeit ist hygienische Sauberkeit garantiert“, schwärmt Florian Schumann, Marketing Director für Coffee bei Philips. „Das hochwertige Design mit Edelstahl ist zudem ein echter Hingucker in jeder Küche“, ergänzt er.

Samtig cremiger Milchschaum leicht gemacht

Über eine Öffnung an der Seite des zweiteiligen Milchsystems wird die Milch mithilfe von Unterdruck in die innovative Aufschäumkammer geleitet. Dort angelangt, wird diese unter hoher Geschwindigkeit mit Luft vermischt. So entsteht ein cremiger Schaum, der in optimaler Temperatur in die Tasse fließt – ganz ohne Spritzer. Lästige Milchüberreste in den Schläuchen handelsüblicher Karaffen sind somit passé. Binnen weniger Sekunden können die zwei Teile des Milchsystems einfach und hygienisch gereinigt werden. Der Aufbewahrungsdeckel für die LatteGo hält sie auch im Kühlschrank anhaltend frisch. Der bewährte und patentierte AquaClean Filter verbessert bei regelmäßigem Wechsel die Qualität des Kaffees und ermöglicht sorgenfreien Genuss für bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken¹.

Ihre Lieblingskaffeespezialität auf Knopfdruck

Gerade morgens zählt jede Sekunde, daher ermöglicht die Philips 5000 mit LatteGo den perfekten Kaffeemoment auf Knopfdruck. So bleibt lediglich die Entscheidung, welche der sechs aromatischen Spezialitäten für den morgendlichen Genuss sorgen soll – Espresso, Kaffee,

¹ Wechsel-Intervall hängt von der Getränkewahl & Anzahl Spül- und Reinigungsvorgängen ab



Cappuccino, Latte Macchiato, Cafè au lait oder Americano. Die Memo-Funktion der Philips 5000 ermöglicht es zudem, Füllmenge und Stärke für jedes der Getränke zu speichern, um so seine Lieblingskreation schnell abzurufen.

Philips 5000 LatteGo EP5335/10:

- Sechs aromatische Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- LatteGo Milchsystem: Zwei Teile und keine Schläuche für einfachste Reinigung
- Individuelle Einstellung von Aromastärke, Füllmenge und Mahlgrad
- AquaClean Filter für bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken
- Leichte Abrufbarkeit der individuellen Kaffeespezialitäten durch Memo-Funktion
- Langlebiges Scheibenmahlwerk aus 100% Keramik
- Herausnehmbare Brühgruppe für bequeme Reinigung unter fließendem Wasser
- Vollautomatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Farbe: Edelstahl
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 799,99 Euro
- Ab September im Handel erhältlich

Es sind weitere Ausführungen mit unterschiedlicher Ausstattung erhältlich: EP5345/10 (Edelstahl, UVP 829,99 Euro), EP5330/10 (Schwarz, 749,99 Euro).

Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH
Jeannine Kritsch
Head of Consumer Communication
Telefon: 0152 / 22 80 32 33
E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice
Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 74.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte mit seinem Gesundheitstechnologie-Portfolio in 2017 einen Umsatz von 17,8 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de