

Presseinformation

März 2019

Kaffeevielfalt, so einfach wie nie zuvor:

Die Philips Serien 3200 und 2200 mit LatteGo Milchsystem

Hamburg – Kaffeetrinken fühlt sich jedes Mal an wie ein persönliches „Geschmacksevent“. Bereits bei seiner Zubereitung verleiht der aromatische Duft ein wohliges Gefühl. Höhepunkt und gleichzeitig das Finale: Das Genießen des vollmundigen Aromas mit einer samtigen Crema. Damit dieses Event nicht nur im Lieblings-Café, sondern jederzeit und von jedermann zuhause veranstaltet werden kann, bringt [Philips](#) im April Einsteiger-Kaffeefullautomaten auf den Markt: die Serien 3200 und 2200 sowie das Modell Philips 1200. Auf einfaches „Touchen“ bereiten sie vielfältige Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen zu. Das Top-Modell sowie weitere Modelle der Serien verfügen über das innovative LatteGo Milchsystem: Es besteht aus nur zwei Teilen und keinen Schläuchen, wodurch es unser am schnellsten zu reinigendes Milchsystem darstellt.

„Das positive Feedback zum Milchsystem LatteGo von unserer [Philips 5000](#) hat uns einmal mehr gezeigt, dass für unsere Konsumenten neben dem Geschmack, der Kaffeevielfalt und dem Design eine einfache und schnelle Reinigung von großer Bedeutung ist“, so Vittorio Perazzolo, Senior Marketing Manager Coffee bei Philips. „Daher freuen wir uns, dass auch unsere Einsteiger-Kaffeefullautomaten über LatteGo verfügen.“

Serie 3200

Beim Top-Modell kann zwischen fünf Kreationen gewählt werden: Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino oder Latte Macchiato. Dabei mischt das Milchsystem LatteGo Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit in der Aufschäumkammer. Anschließend fließt der cremige Milchschaum mit genau der richtigen Temperatur in die Tasse. Über die intuitive SensorTouch Benutzeroberfläche wird der Lieblingskaffee per einfachem „Touch“ ausgewählt. Im Menü „Meine Kaffeeauswahl“ kann die Menge, sowohl vom Kaffee als auch von der Milch, und die Stärke bestimmt werden. Darüber hinaus kann auch der Mahlgrad individuell angepasst werden. Um das schlauchlose Milchsystem zu reinigen, wird es einfach unter fließendes Wasser gehalten oder mit in die Spülmaschine gegeben.

Serie 2200

Espresso, Kaffee und Cappuccino: In Kürze bereitet das Top-Modell dieser Serie je nach Geschmack eine dieser Variationen zu. Hier können ebenfalls die Vorlieben bezüglich Stärke und Menge über das Menü „Meine Kaffeeauswahl“ berücksichtigt werden. Zudem ist der Mahlgrad auswählbar. Dank LatteGo ist die Reinigung des Milchsystems ein Kinderspiel. Die Serie verfügt daneben auch über Modelle mit einem klassischen Milchaufschäumer.



Philips 1200

Ein starker Espresso oder ein milder Kaffee: Bei diesem Modell kann sich zwischen diesen zwei Optionen entschieden werden. Zudem kann durch einen klassischen Milchaufschäumer Milch direkt und manuell in der Tasse aufgeschäumt werden, wodurch auch weitere Kaffee-Milch-Getränke kreiert werden können.

Philips Serie 3200 Kaffeevollautomat EP3246/70 (Top-Modell)

- LatteGo Milchsystem: Zwei Teile und keine Schläuche für einfache Reinigung
- Intuitive SensorTouch Oberfläche
- 5 Kaffeespezialitäten: Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato
- „Meine Kaffeeauswahl“: Individuelle Einstellung von Aromastärke, Füllmenge
- Auswählbarer Mahlgrad
- AquaClean Filter¹
- Langlebiges Scheibenmahlwerk aus 100 Prozent Keramik
- Herausnehmbare Brühgruppe für bequeme Reinigung unter fließendem Wasser
- Farbe: Silber und Schwarz
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 599,99 Euro
- Ab April im Handel erhältlich

Sowohl die Serie 3200 (UVP von 449,99 bis 599,99 Euro) als auch die Serie 2200 (UVP von 399,99 bis 529,99 Euro) sind in verschiedenen Ausführungen (mit LatteGo oder klassischem Milchaufschäumer) und Farben ab April erhältlich.

Das Modell Philips 1200 (EP1220/00) hat einen UVP von 399,99 Euro und ist in Schwarz ab April im Handel.

Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH
Jeannine Kritsch
Head of Consumer Communication
Telefon: 0152 / 22 80 32 33
E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice
Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für

¹ Bei regelmäßigem Filterwechsel bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken

Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 77.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2018 einen Umsatz von 18,1 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de