

**PHILIPS**

Coffee

# Vielseitiger Genuss:

## Philips präsentiert seine abwechslungsreiche Welt der Kaffeezubereitung

Ob individuelle Variationen aus dem Kaffeefullautomaten, aromatisch frischer Filterkaffee oder köstliche koffeinhaltige Heißgetränke aus der Padmaschine – ob für Single-Wohnungen, Studenten-WGs oder Familien-Haushalte: Philips bietet Kaffeegenuss für jeden Geschmack, jede Lebenslage und jedes Budget. Im Fokus stehen dabei stets erstklassige Qualität, intelligente Funktionen und Premium-Design. Wir stellen die passenden „Barista für Zuhause“ vor.

### Wissenswertes rund um die braune Bohne

- Fast 99 Prozent der gesamten Kaffeeproduktion entfallen auf die beiden Hauptarten Arabica und Robusta, der Rest auf andere Sorten wie zum Beispiel Coffea Liberica und Coffea Excelsa.<sup>1</sup>
- Kaffee ist mit rund 160 jährlich konsumierten Litern pro Kopf das Lieblingsgetränk der Deutschen und somit beliebter als Wasser oder Bier.<sup>2</sup>
- Seit 2006 feiern die Deutschen am 1. Oktober den Tag des Kaffees.<sup>2</sup>



#### Philips Serie 3200 Kaffeefullautomat mit LatteGo Milchsystem EP3246/70

Einsteiger-Kaffeefullautomat  
für Milchschaum-Liebhaber

**UVP: 599,99 Euro**



#### Gaia Therm Compact HD7542/20

Heiße Filterkaffee-Königin  
für Freunde des  
klassischen Genusses

**UVP: 69,99 Euro**



#### Saeco Xelsis SM7685/00

Hightech-Juwel für anspruchsvolle  
Kaffee-Feinschmecker

**UVP: 1.799,00 Euro**



#### Senseo Viva Café Duo Select HD6566/60

Kult-Padmaschine  
für Basic-Fans

**UVP: 114,99 Euro**

<sup>1</sup> www.kaffeeverband.de – Kaffeesorten

<sup>2</sup> www.kaffeeverband.de – Kaffeekonsum/Tag des Kaffees



Alle Produkte sind im  
Philips Online Shop erhältlich.