

## Presseinformation

März 2020

### **Perfekt für Schlaf- und Kinderzimmer:**

### **Der Philips Luftreiniger 800 sorgt in kleineren Räumen für eine optimale Luftqualität**

**Hamburg** – Nach der Pollenzeit ist vor der Pollenzeit, das spüren immer mehr Menschen jeden Alters: Allergene, Viren und andere Partikel wie Tierhaare befinden sich nicht nur draußen, sondern auch in Innenräumen und können so das ganze Jahr zu Beschwerden führen. Im April bringt [Philips](#) die Luftreiniger Serie 800 auf den Markt, die sich dank ihres kompakten Designs sehr gut für kleinere Räume wie Kinder- oder Schlafzimmer eignet. Im Sleep-Modus sind die Anzeigeleuchten gedimmt, der flüsterleise Luftreiniger sorgt mit 35 dB (A) nahezu geräuschlos für saubere Luft.

„Es gibt circa 25 Millionen Allergiker allein in Deutschland<sup>1</sup>“, so Kristina Neijssen, Marketing Managerin Air bei Philips. „Unser Zuhause können wir dank Luftreinigern trotz Allergie so gestalten, dass alle Familienmitglieder frei durchatmen können. Unser neues Modell reinigt einen 20 m<sup>2</sup> Raum in weniger als 16 Minuten und lässt sich mit nur einer Taste steuern“, so Neijssen weiter.

### **Keine Chance für kleinste Partikel, Bakterien und Viren**

Der Luftreiniger zeichnet sich durch einen intelligenten automatischen Luftreinigungsmodus aus, der durch einen professionellen Sensor gesteuert wird und automatisch auf selbst kleinste Veränderungen in der Luft reagiert. So werden durch den integrierten HEPA-Filter 99,5 Prozent der luftübertragenen Partikel (zum Beispiel Hausstaubmilben, Pollen, Tierhaare) mit einer Größe von 0,003 µm – kleiner als das kleinste bekannte Virus – und bis zu 99,9 Prozent der Bakterien und Viren entfernt. Die „Clean Air Delivery Rate“ (CADR), das Maß für die zur Verfügung gestellte saubere Luft, liegt bei 190 m<sup>3</sup> pro Stunde. Mit Leichtigkeit schafft er so bis zu 49 m<sup>22</sup> große Räume.

### **Luftqualität immer im Blick**

Die vierstufige Farbanzeige für die Luftqualität in Echtzeit von Blau (gut) bis Rot (schlecht) gibt Gewissheit über die aktuelle Qualität der Innenraumluft. Es gibt drei verschiedene Modi für unterschiedliche Bedürfnisse: Einen Sleep-Modus, der für ungestörten Schlaf während des Betriebes sorgt, einen Auto-Modus und einen Turbo-Modus, der in akuten Situationen eine besonders schnelle und effektive Reinigung der Innenraumluft verspricht.

---

<sup>1</sup> <https://www.bmbf.de/de/25-millionen-deutsche-leiden-an-allergien-4111.html>

<sup>2</sup> Dabei handelt es sich um die theoretisch für eine einmalige Reinigung benötigte Zeit. Für deren Berechnung wird die CADR 190 m<sup>3</sup>/Std. durch die Raumgröße von 48 m<sup>3</sup> geteilt (vorausgesetzt, der Raum hat eine Grundfläche von 20 m<sup>2</sup> und eine Deckenhöhe von 2,4 m).



## Philips Luftreiniger Serie 800 AC0819/10 und AC0820/10

- Entfernt 99,5% der luftübertragenen Partikel von einer Größe von 0,003 µm
- Entfernt 99,9% der Bakterien und Viren aus der Luft
- VitaShield Technologie
- HEPA Filter
- Saubere Luft in 49m<sup>2</sup> großem Raum in weniger als 16 Minuten
- Reinigungsleistung: 190m<sup>3</sup>/h CADR
- Kompakte Größe: 25 x 36,7 x 25 Zentimeter
- 4-farbiger Anzeiger
- 3 Modi: Sleep-Modus, Auto-Modus und Turbo-Modus
- Farbe: Weiß (AC0819/10) oder Weiß mit schwarzem Topper (AC0820/10)
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 159,99 €
- Ab April im Handel erhältlich

### Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH  
Jeannine Kritsch  
Head of Consumer Communication  
Telefon: 0152 / 22 80 32 33  
E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice  
Telefon: 040 / 80 80 10 980

## **Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 80.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2019 einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)