

PHILIPS

Garment Care

Von Camping zu Glamping – perfekt gestylt für das Leben on the Road

Immer mehr Menschen finden Gefallen am Urlaub auf Rädern und ziehen den Altersdurchschnitt auf den Campingplätzen nach unten. Wer denkt, dass dabei nur Karohemden und Wanderstiefel als Dresscode gelten, liegt daneben – auch beim Campen ist Glamour möglich. Für den perfekten Glamping-Style gehören diese kompakten Fashion Tools auf Deine Packliste.

Strahlend weiße Sneaker

Deine Schuhe haben beim gestrigen Ausflug etwas gelitten? Der Philips Sneaker Cleaner beseitigt Schmutz und Dreck im Nullkomma-nichts. Kein Schrubben, kein Stress und das Ergebnis ist gründlicher, als wenn Du selbst Hand anlegen würdest. Zudem gibt es für jedes Schuhmaterial den passenden Aufsatz.



Philips Sneaker Cleaner

GCA1000/60
UVP: 24,99 Euro

Philips Steamer 3000

STH3020/10
UVP: 49,99 Euro



Faltenfreie Citytour

Tagesplanung für heute: Die neue Gegend erkunden und die schicke Leohose ausführen. Für einen knitterfreien Eindruck einfach das Outfit noch schnell mit dem Philips Steamer 3000 abdampfen. Durch sein „Fliegengewicht“ von 650 Gramm, das Aufbewahrungsetui und seinen klappbaren Griff ist er der perfekte Begleiter für unterwegs.



Die Philips Produkte sind im **Philips Online Shop** und im Handel erhältlich.