

PHILIPS

Kitchen Appliances

Green Washer



Zutaten

- 70 g Pak Choi
- 1 Birne
- 1 Zitrone
- 2 Zweige Thymian
- 1 TL Honig

Alle Zutaten, außer den Honig, im Slow Juicer verarbeiten. Der Honig wird am Ende in den Saft gerührt.

Et voilà ...



Thymian:

Du fröstelst oder fühlst Dich energielos? Dann greif zum wärmenden Thymian. Seine ätherischen Öle wirken besonders entzündungshemmend.

**Philips
Slow Juicer**
HR1949/20

UVP 429,99 Euro



Weitere Inspirationen für köstliche Säfte findest Du in unserer **NutriU App**.