

PHILIPS

Garment Care

Einer für alles:

Das Multitalent Sneaker Cleaner

Der Sommer ist ein viel zu kurzes Vergnügen ... daher wollen wir seine Vibes am liebsten festhalten. Ein Accessoire ist dabei weiterhin am Start: der Sneaker Cleaner. Er bringt nicht nur Deine Lieblingsturnschuhe zum Glänzen, sondern lässt dank seiner drei Aufsätze auch Boots und Ledertaschen in der Herbstsonne erstrahlen.

So kommst Du top gestylt in die „Golden Season“!

Zartes **Glattleder** polierst Du am besten mit dem **Schwamm-aufsatz** auf Hochglanz. Er schont das empfindliche Material und entfernt auch hartnäckige Flecken rigoros.



Philips Sneaker Cleaner

GCA1000/60

UVP: **27,99 Euro**

Die soliden Sohlen Deiner **Stiefel** kannst Du – genauso wie das Gummi Deiner Sneaker – mit dem **harten Bürstenaufsatz** säubern. Wenn das Obermaterial robust ist, kann die **weiche Bürste** zum Einsatz kommen, bei sensiblen Lederschuh wiederum der **Schwamm**.



Bei **Taschen** aus (Kunst-)Leder eignet sich der **Schwammaufsatz** am besten. Taschen und Rucksäcke aus unterschiedlichen Stoffen, etwa Canvas und synthetische Materialien, werden mit der **weichen Bürste** gereinigt. Mit ihr kannst Du auch Staub entfernen, zum Beispiel von Vintage-Funden oder eingelagerten Kleidungsstücken, die Du zum Jahreszeitenwechsel wieder ausführen möchtest.



Der Philips Sneaker Cleaner ist im **Philips Online Shop** und im Handel erhältlich.