

# Herbst-Saison

## Die Top 3 Bart-Looks ganz einfach stylen mit dem neuen Philips OneBlade 360 Face & Body

### Der Short Boxed Bart



Der Short Boxed Bart ist etwas dezenter als ein kompletter Vollbart und hat dünne, sauber rasierete Seiten. Bei dieser Variante wird der Bart zuerst wie gewohnt mit dem neuen OneBlade 5-1-Kammaufsatz getrimmt und anschließend die Konturen an Wangen und Hals dünn und sauber mit der neuen doppelseitigen 360-Grad-Klinge gestyled. Dieser Bart betont vor allem die Wangenknochen und die Kinnpartie. Da er den natürlichen Linien des Gesichts folgt, ist er die perfekte Ergänzung für jede Gesichtsförm.



### Der Garibaldi Bart

Beim Garibaldi Bart handelt es sich um eine runde Version des Vollbarts. Er passt vor allem zu ovalen und rechteckigen Gesichtsförm. Der Oberlippenbart sollte regelmäßig mit den OneBlade getrimmt werden, damit der Mund frei bleibt. Abstehende Barthaare solltest du abschneiden, ansonsten darf der Bart auch etwas „wilder“ aussehen.

### Der Schnurrbart

Der Schnurrbart gehört zu den zeitlosen Klassikern unter den Bartförm, weshalb er auch in keiner Herbst-Saison fehlen darf. Dieser Bart-Style verleiht dem Gesicht einen trendigen Look. Der Schnurrbart ist symmetrisch, eckig und folgt der Kontur der Oberlippe. Der Philips OneBlade ermöglicht präzise Linien zu stylen. Dank der zweiseitigen Klinge kannst du in jede beliebige Richtung schneiden und behältst jedes einzelne Haar im Blick.



## Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge mit nur einem Tool!

**Die neue OneBlade 360-Grad-Klinge**  
Die innovative OneBlade 360-Grad-Klinge kann sich flexibel bewegen, um sich an die Gesichtskonturen optimal anzupassen.

**Der neue verstellbare OneBlade 5-in-1 Kammaufsatz**  
Der neue OneBlade Kammaufsatz ermöglicht ein schnelles und präzises Trimmen, ohne dass der Kammaufsatz verstopft wird – selbst bei langen und dicken Haaren.



**Langlebig**  
Die OneBlade Klingen sind für dauerhafte Leistung ausgelegt. Für optimale Leistung muss die Klinge nur alle 4 Monate ausgetauscht werden. Das Auswechseln ist einfach und geht mühelos. Die neue 360-Grad-Klinge ist mit allen OneBlade Handstücken kompatibel.



**OneBlade 360 Face & Body**  
QP2830/20  
UVP: 57,99 Euro