

PHILIPS

sonicare

Christmas-Shopping leicht gemacht

Geschenkidee für sie und ihn:
Philips Sonicare DiamondClean Prestige

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das Christmas-Shopping geht in die nächste Runde. Die passende Geschenkidee fehlt noch? Die Philips Sonicare DiamondClean Prestige ist das ideale Geschenk für sie und ihn. Mit dem schicken Design ist die Philips Sonicare DiamondClean Prestige nicht nur ein echter Hingucker im Badezimmer, sondern hebt durch neueste Technologien die Zahnputzroutine auf ein neues Level.

Neujahrsvorsatz umsetzen – dank SenseIQ Technologie

Die Philips Sonicare DiamondClean Prestige in den Farben Champagner und Mitternachtsblau ist genau das richtige Geschenk für Plätzchen-Diebe. Sie vereint Pflege mit Technik: Die SenseIQ Technologie erfasst bis zu 100-mal pro Sekunde Druck, Bewegung, Putzfläche und passt die Intensität an, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Somit erkennt sie den individuellen Putzstil und erstellt in der Philips Sonicare App individuelle, einfach gehaltene Anleitungen für die ideale Zahnpflege. Die Philips Sonicare App basiert auf künstlicher Intelligenz und interagiert perfekt mit der Zahnbürste. Es werden Fortschrittberichte nach Tag, Woche, Monat und Jahr sowie personalisierte Empfehlungen und konkrete Schritte für eine bessere Reinigung erstellt. Somit kann der Neujahrsvorsatz einer besseren Zahnpflege direkt umgesetzt werden.



Gründliche Reinigung garantiert



Ein weiteres Highlight der Philips Sonicare DiamondClean Prestige ist ihr Bürstenkopf. Der A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf verfügt über angewinkelte Borsten, um bis zu 20-mal mehr Plaque selbst an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen*. Dreieckige Spitzen entfernen bis zu 100% mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen**. Die längeren Borsten reinigen hingegen das Zahnfleisch so gründlich, sodass das Zahnfleisch in nur zwei Wochen um bis zu 15-mal gesünder ist***.

Stylisch und handlich – das Philips Sonicare Prestige Case

Die Philips Sonicare DiamondClean Prestige wird mit einem eleganten und kompakten Case geliefert. Dieses sowie das integrierte USB-C-Ladegerät passen leicht in jede Tasche. Das Case ist mit weichem, veganem Leder ummantelt, wodurch es langlebig und stylish zugleich ist. Die Zahnbürste und das dazu passende Case sind in den Farben Champagner und Mitternachtsblau erhältlich und der Hingucker in jedem Badezimmer.



Philips Sonicare DiamondClean Prestige

- Farben: Champagner (HX9992/11), Midnightblue (HX9992/12)
- SenseIQ Technologie
- KI-gesteuerte Philips Sonicare App (iOS, Android)
- Schalltechnologie mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute
- Premium All-in-One Bürstenkopf: Plaque-Entfernung, weißere Zähne, Zahnfleischpflege
- BrushSync Funktion: Erinnert an den Austausch des Bürstenkopfes
- 3 Intensitätsstufen
- Reiseetui aus veganem Leder mit USB-C-Unterstützung und USB-Ladekabel
- Ladestation, inkl. abnehmbarem Milchglasständer
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 299,99 Euro
- „Try&Buy“: Philips Sonicare DiamondClean Prestige vor dem Kauf testen ab 16,99 €/Monat
- Im Handel sowie im Philips Online Shop erhältlich

* im Vergleich zu einer Handzahnbürste in 6 Wochen
** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm
*** in Labortests im Vergleich zu einer Handzahnbürste