


**PHILIPS**

**AVENT**

# Inspiriert von Babys

## Die Philips Avent elektrische Milchpumpe bringt jungen Eltern mehr Freiheit

Das Besondere an der Philips Avent Elektrischen Milchpumpe ist die „Natural Motion Technologie“. Sie imitiert die natürliche Trinkbewegungen des Babys an der Brust, indem das Saugen des Babys durch ein Vakuum imitiert wird – kombiniert mit einer sanften Massagebewegung, was zu einem schnelleren Milchfluss als bei anderen Milchpumpen führt. Das Gerät speichert die Abpumpeinstellungen, sodass es beim nächsten Mal direkt in der richtigen Einstellung losgehen kann. Der besonders weiche und flexible Silikon Aufsatz, der sich an alle Brustformen und -größen anpasst, macht das Abpumpen sehr angenehm. Zudem ist das Produkt klein, kompakt, elektrisch und somit sehr komfortabel in der Anwendung.



Nachdem die Muttermilch mit der elektrischen Philips Avent Milchpumpe abgepumpt ist, gibt dies auch weiteren Familienmitgliedern die Möglichkeit das Kind zu füttern.

**Stillwoche  
(03.-09.10.2022):**

Philips Studien-Ergebnisse zum Thema „Stillen in der Öffentlichkeit“ finden sie [hier](#).

**UVP  
179,99 Euro**



**Philips Avent  
Elektrische Milchpumpe Premium  
SCF396/11**