

PHILIPS

Garment Care



Frühlingsfrischer Look: Der Philips 3000 Series Steamer erblüht in neuen Farben

Mit dem Erwachen des Frühlings entfaltet sich eine bunte Pracht – nicht nur in der Natur, sondern auch in den Kleiderschränken und auf den Straßen! Dank des Philips 3000 Series Steamers, der jetzt passend zum Frühling in zwei neuen Farbvarianten erstrahlt, sind unsere Outfits jederzeit frisch und faltenfrei.



**Philips
3000 Series
Steamer**
UVP STH3010/30:
49,99 Euro

Der kompakte Steamer ist innerhalb weniger Sekunden betriebsbereit und glättet alle bügelbaren Stoffe – ganz ohne Bügelbrett. Dabei entfernt der Dampf zusätzlich 99,9 Prozent der Bakterien in der Kleidung.



**Philips
3000 Series
Steamer**
UVP STH3020/70:
59,99 Euro

 Die Philips 3000 Series Steamer sind im [Philips Online Shop](#) und im Handel erhältlich.