

**PHILIPS**

Coffee

# Du möchtest Vielfalt?

Foto von Mockaroon auf Unsplash

Die LatteGo 5500 Series ist die Richtige für Dich. Mit 20 Kaffeespezialitäten bietet die neue Philips 5500 Series Dir volle Individualität. Und das nicht nur in der Tasse: Du kannst zwischen 6 Farbvarianten wählen, je nachdem, welche Schattierung am besten in Dein Interior-Konzept passt.



**EP5541/50**  
Schwarz, Klavierlack-Schwarz



**EP5543/80**  
Weiß, Rosé-Kupfer



**EP5543/90**  
Weiß, verchromt



**EP5544/50**  
Grau, Klavierlack-Schwarz



**EP5546/70**  
Schwarz, Silberfarben



**EP5547/90**  
Schwarz, verchromt



Support und Inspiration bekommst Du in der HomeID App (für [iOS](#) und [Android](#)).

**Philips LatteGo**  
**5500 Series**  
UVP:  
**699,99 Euro**

 Ab sofort im Handel sowie im [Philips Online Shop](#).